

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Implantes Mamarios MemoryGel®, COHESIVO I™

4

Redondo, Perfil Moderado Plus, SILTEX®, COHESIVO I™

Redondo, Perfil Alto, SILTEX®, COHESIVO I™

Redondo, Perfil Ultra Alto, SILTEX®, COHESIVO I™

Redondo, Perfil Moderado Plus, Liso, COHESIVO I™

Redondo, Perfil Alto, Liso, COHESIVO I™

Redondo, Perfil Ultra Alto, Liso, COHESIVO I™

Implantes Mamarios MemoryGel®, XTRA™

8

Redondo Liso, Perfil Moderado Plus

Redondo Liso, Perfil Alto

Redondo, Perfil Moderado Plus, SILTEX®

Redondo, Perfil Alto, SILTEX®

Implantes Mamarios CPG®, COHESIVO III™

10

CPG® 331, COHESIVO III™, SILTEX®, Altura Completa, Proyección Moderada

CPG® 321, COHESIVO III™, SILTEX®, Altura Media, Proyección Moderada

CPG® 311, COHESIVO III™, SILTEX®, Altura Baja, Proyección Moderada

CPG® 332, COHESIVO III™, SILTEX®, Altura Completa, Proyección Moderada

Plus CPG® 322, COHESIVO III™, SILTEX®, Altura Media, Proyección Moderada

Plus CPG® 312, COHESIVO III™, SILTEX®, Altura Baja, Proyección Moderada

Plus CPG® 333, COHESIVO III™, SILTEX®, Altura Completa, Proyección Alta

CPG® 323, COHESIVO III™, SILTEX®, Altura Media, Proyección Alta

CPG® 313, COHESIVO III™, SILTEX®, Altura Baja, Proyección Alta

Expansores de Tejido

CPX® 9100, SILTEX®, Altura Baja
CPX® 9200, SILTEX®, Altura Media
CPX® 9300, SILTEX®, Altura Completa
Centerscope® - Localizador de Puerto de Inyección

Otros Expansores de Tejido

Redondo Liso
Rectangular Liso

Implante/Expansor Mamario Becker

Redondo Becker 25, SILTEX®, COHESIVO I™
Contour Profile® Becker 35 (Anatómico), SILTEX®, COHESIVO II™

MENTOR® Volume Sizing System

PDS Plate

Cierre de piel

Plan de protección mentorpromise

Información importante acerca de la seguridad

IMPLANTES MAMARIOS MemoryGel® SILTEX® COHESIVO I™†

REDONDO, PERFIL MODERADO PLUS COHESIVO I™, SILTEX™



Volumen	Diámetro	Proyección	N° de Catálogo	Medidor de Gel Reesterilizable*
125 cc	8,8 cm	2,9 cm	354-1251	RSZ-1251
150 cc	9,4 cm	3,0 cm	354-1501	RSZ-1501
175 cc	10,0 cm	3,2 cm	354-1751	RSZ-1751
200 cc	10,5 cm	3,3 cm	354-2001	RSZ-2001
225 cc	10,9 cm	3,5 cm	354-2251	RSZ-2251
250 cc	11,3 cm	3,6 cm	354-2501	RSZ-2501
275 cc	11,7 cm	3,7 cm	354-2751	RSZ-2751
300 cc	12,0 cm	3,7 cm	354-3001	RSZ-3001
325 cc	12,3 cm	3,8 cm	354-3251	RSZ-3251
350 cc	12,6 cm	3,8 cm	354-3501	RSZ-3501
375 cc	12,9 cm	3,9 cm	354-3751	RSZ-3751
400 cc	13,2 cm	4,0 cm	354-4001	RSZ-4001
450 cc	13,7 cm	4,1 cm	354-4501	RSZ-4501
500 cc	14,1 cm	4,2 cm	354-5001	RSZ-5001
550 cc	14,4 cm	4,4 cm	354-5501	RSZ-5501
600 cc	14,7 cm	4,5 cm	354-6001	RSZ-6001
700 cc	15,7 cm	4,8 cm	354-7001	RSZ-7001
800 cc	16,6 cm	5,0 cm	354-8001	RSZ-8001

† Disponible en función de las regulaciones de cada país, para mayor información, favor de contactar a su representante local de Johnson & Johnson

* Enviados Estéril Reesterilizable hasta 10 veces

REDONDO, PERFIL ALTO COHESIVO I™, SILTEX®



Volumen	Diámetro	Proyección	N° de Catálogo	Medidor de Gel Reesterilizable*
125 cc	8,4 cm	3,6 cm	354-4125	RSZ-1254
150 cc	8,9 cm	3,8 cm	354-4150	RSZ-1504
175 cc	9,4 cm	4,0 cm	354-4175	RSZ-1754
200 cc	9,9 cm	4,1 cm	354-4200	RSZ-2004
225 cc	10,2 cm	4,3 cm	354-4225	RSZ-2254
250 cc	10,5 cm	4,5 cm	354-4250	RSZ-2504
275 cc	10,9 cm	4,6 cm	354-4275	RSZ-2754
300 cc	11,1 cm	4,7 cm	354-4300	RSZ-3004
325 cc	11,5 cm	4,8 cm	354-4325	RSZ-3254
350 cc	11,7 cm	4,9 cm	354-4350	RSZ-3504
375 cc	12,0 cm	5,0 cm	354-4375	RSZ-3754
400 cc	12,3 cm	5,1 cm	354-4400	RSZ-4004
425 cc	12,5 cm	5,2 cm	354-4425	RSZ-4254
450 cc	12,7 cm	5,2 cm	354-4450	RSZ-4504
500 cc	13,2 cm	5,4 cm	354-4500	RSZ-5004
550 cc	13,5 cm	5,6 cm	354-4550	RSZ-5504
600 cc	14,0 cm	5,7 cm	354-4600	RSZ-6004
650 cc	14,3 cm	5,8 cm	354-4650	RSZ-6504
700 cc	14,7 cm	6,0 cm	354-4700	RSZ-7004
800 cc	15,4 cm	6,3 cm	354-4800	RSZ-8004

IMPLANTES MAMARIOS MemoryGel® SILTEX®† COHESIVO I™†

REDONDO, PERFIL ULTRA ALTO COHESIVO I™, SILTEX™



Volumen	Diámetro	Proyección	N° de Catálogo	Medidor de Gel Reesterilizable*
135 cc	8,0 cm	4,3 cm	354-5135	RSZ-5135
160 cc	8,4 cm	4,5 cm	354-5160	RSZ-5160
185 cc	8,6 cm	4,6 cm	354-5185	RSZ-5185
215 cc	8,9 cm	4,7 cm	354-5215	RSZ-5215
240 cc	9,2 cm	4,9 cm	354-5240	RSZ-5240
270 cc	9,5 cm	5,0 cm	354-5270	RSZ-5270
295 cc	9,9 cm	5,2 cm	354-5295	RSZ-5295
320 cc	10,0 cm	5,3 cm	354-5320	RSZ-5320
350 cc	10,3 cm	5,4 cm	354-5350	RSZ-5350
375 cc	10,5 cm	5,5 cm	354-5375	RSZ-5375
400 cc	10,8 cm	5,6 cm	354-5400	RSZ-5400
430 cc	11,1 cm	5,8 cm	354-5430	RSZ-5430
455 cc	11,3 cm	5,9 cm	354-5455	RSZ-5455
480 cc	11,6 cm	6,0 cm	354-5480	RSZ-5480
535 cc	12,1 cm	6,3 cm	354-5535	RSZ-5535
590 cc	12,6 cm	6,5 cm	354-5590	RSZ-5590

† Disponible en función de las regulaciones de cada país, para mayor información, favor de contactar a su representante local de Johnson & Johnson

* Enviados Estéril Reesterilizable hasta 10 veces

IMPLANTES MAMARIOS MemoryGel® COHESIVO I™†

REDONDO, PERFIL MODERADO PLUS COHESIVO I™, LISO



Volumen	Diámetro	Proyección	N° de Catálogo	Medidor de Gel Reesterilizable*
125 cc	8,9 cm	2,8 cm	350-1251 BC	RSZ-1251
150 cc	9,5 cm	2,9 cm	350-1501 BC	RSZ-1501
175 cc	10,0 cm	3,1 cm	350-1751 BC	RSZ-1751
200 cc	10,5 cm	3,2 cm	350-2001 BC	RSZ-2001
225 cc	10,9 cm	3,3 cm	350-2251 BC	RSZ-2251
250 cc	11,3 cm	3,4 cm	350-2501 BC	RSZ-2501
275 cc	11,7 cm	3,5 cm	350-2751 BC	RSZ-2751
300 cc	12,0 cm	3,6 cm	350-3001 BC	RSZ-3001
325 cc	12,3 cm	3,8 cm	350-3251 BC	RSZ-3251
350 cc	12,5 cm	3,9 cm	350-3501 BC	RSZ-3501
375 cc	12,8 cm	4,0 cm	350-3751 BC	RSZ-3751
400 cc	13,1 cm	4,0 cm	350-4001 BC	RSZ-4001
450 cc	13,6 cm	4,2 cm	350-4501 BC	RSZ-4501
500 cc	14,1 cm	4,3 cm	350-5001 BC	RSZ-5001
550 cc	14,6 cm	4,5 cm	350-5501 BC	RSZ-5501
600 cc	15,0 cm	4,6 cm	350-6001 BC	RSZ-6001
700 cc	15,8 cm	4,9 cm	350-7001 BC	RSZ-7001
800 cc	16,5 cm	5,1 cm	350-8001 BC	RSZ-8001

REDONDO, PERFIL ALTO COHESIVO I™, LISO



Volumen	Diámetro	Proyección	N° de Catálogo	Medidor de Gel Reesterilizable*
125 cc	8,3 cm	3,5 cm	350-1254 BC	RSZ-1254
150 cc	8,8 cm	3,7 cm	350-1504 BC	RSZ-1504
175 cc	9,3 cm	3,9 cm	350-1754 BC	RSZ-1754
200 cc	9,7 cm	4,0 cm	350-2004 BC	RSZ-2004
225 cc	10,1 cm	4,2 cm	350-2254 BC	RSZ-2254
250 cc	10,5 cm	4,3 cm	350-2504 BC	RSZ-2504
275 cc	10,8 cm	4,4 cm	350-2754 BC	RSZ-2754
300 cc	11,1 cm	4,5 cm	350-3004 BC	RSZ-3004
325 cc	11,4 cm	4,6 cm	350-3254 BC	RSZ-3254
350 cc	11,7 cm	4,8 cm	350-3504 BC	RSZ-3504
375 cc	12,0 cm	4,8 cm	350-3754 BC	RSZ-3754
400 cc	12,2 cm	5,0 cm	350-4004 BC	RSZ-4004
425 cc	12,5 cm	5,0 cm	350-4254 BC	RSZ-4254
450 cc	12,8 cm	5,1 cm	350-4504 BC	RSZ-4504
500 cc	13,2 cm	5,3 cm	350-5004 BC	RSZ-5004
550 cc	13,6 cm	5,5 cm	350-5504 BC	RSZ-5504
600 cc	14,0 cm	5,6 cm	350-6004 BC	RSZ-6004
650 cc	14,4 cm	5,7 cm	350-6504 BC	RSZ-6504
700 cc	14,8 cm	5,8 cm	350-7004 BC	RSZ-7004
800 cc	15,5 cm	6,0 cm	350-8004 BC	RSZ-8004

† Disponible en función de las regulaciones de cada país, para mayor información, favor de contactar a su representante local de Johnson & Johnson

* Enviados Estéril Reesterilizable hasta 10 veces

IMPLANTES MAMARIOS MemoryGel® COHESIVO I™†

REDONDO, PERFIL ULTRA ALTO
COHESIVO I™, LISO



Volumen	Diámetro	Proyección	Nº de Catálogo	Medidor de Gel Reesterilizable*
135 cc	7,8 cm	4,1 cm	350-5135 BC	RSZ-5135
160 cc	8,2 cm	4,3 cm	350-5160 BC	RSZ-5160
185 cc	8,4 cm	4,4 cm	350-5185 BC	RSZ-5185
215 cc	8,7 cm	4,5 cm	350-5215 BC	RSZ-5215
240 cc	9,0 cm	4,7 cm	350-5240 BC	RSZ-5240
270 cc	9,3 cm	4,8 cm	350-5270 BC	RSZ-5270
295 cc	9,7 cm	5,0 cm	350-5295 BC	RSZ-5295
320 cc	9,8 cm	5,1 cm	350-5320 BC	RSZ-5320
350 cc	10,1 cm	5,2 cm	350-5350 BC	RSZ-5350
375 cc	10,4 cm	5,3 cm	350-5375 BC	RSZ-5375
400 cc	10,6 cm	5,4 cm	350-5400 BC	RSZ-5400
430 cc	10,9 cm	5,6 cm	350-5430 BC	RSZ-5430
455 cc	11,2 cm	5,7 cm	350-5455 BC	RSZ-5455
480 cc	11,4 cm	5,8 cm	350-5480 BC	RSZ-5480
535 cc	12,0 cm	6,1 cm	350-5535 BC	RSZ-5535
590 cc	12,5 cm	6,3 cm	350-5590 BC	RSZ-5590

† Disponible en función de las regulaciones de cada país, para mayor información, favor de contactar a su representante local de Johnson & Johnson

* Enviados Estéril Reesterilizable hasta 10 veces

IMPLANTES MAMARIOS MemoryGel® XTRA†

MEMORYGEL® XTRA REDONDO LISO, PERFIL MODERADO PLUS



Volumen	Diámetro	Proyección	Nº de Catálogo	Medidor de Gel Reesterilizable*
130 cc	8.9 cm	3.1 cm	SMPX-130	RSZMPX130
160 cc	9.5 cm	3.3 cm	SMPX-160	RSZMPX160
190 cc	10.0 cm	3.4 cm	SMPX-190	RSZMPX190
215 cc	10.4 cm	3.6 cm	SMPX-215	RSZMPX215
240 cc	10.8 cm	3.7 cm	SMPX-240	RSZMPX240
270 cc	11.4 cm	3.8 cm	SMPX-270	RSZMPX270
295 cc	11.5 cm	4.0 cm	SMPX-295	RSZMPX295
325 cc	11.9 cm	4.1 cm	SMPX-325	RSZMPX325
350 cc	12.3 cm	4.1 cm	SMPX-350	RSZMPX350
370 cc	12.6 cm	4.1 cm	SMPX-370	RSZMPX370
405 cc	12.7 cm	4.4 cm	SMPX-405	RSZMPX405
440 cc	13.1 cm	4.5 cm	SMPX-440	RSZMPX440
490 cc	13.6 cm	4.7 cm	SMPX-490	RSZMPX490
545 cc	14.0 cm	4.9 cm	SMPX-545	RSZMPX545
605 cc	14.5 cm	5.1 cm	SMPX-605	RSZMPX605
645 cc	14.9 cm	5.1 cm	SMPX-645	RSZMPX645
755 cc	15.7 cm	5.4 cm	SMPX-755	RSZMPX755

MEMORYGEL® XTRA REDONDO LISO, PERFIL ALTO



Volumen	Diámetro	Proyección	Nº de Catálogo	Medidor de Gel Reesterilizable*
150 cc	8.3 cm	4.1 cm	SHPX-150	RSZSHPX150
180 cc	8.8 cm	4.4 cm	SHPX-180	RSZSHPX180
200 cc	9.2 cm	4.5 cm	SHPX-200	RSZSHPX200
235 cc	9.5 cm	4.9 cm	SHPX-235	RSZSHPX235
260 cc	9.9 cm	5.0 cm	SHPX-260	RSZSHPX260
285 cc	10.3 cm	5.0 cm	SHPX-285	RSZSHPX285
335 cc	10.7 cm	5.4 cm	SHPX-335	RSZSHPX335
355 cc	11.0 cm	5.5 cm	SHPX-355	RSZSHPX355
380 cc	11.3 cm	5.5 cm	SHPX-380	RSZSHPX380
415 cc	11.5 cm	5.8 cm	SHPX-415	RSZSHPX415
450 cc	11.9 cm	5.9 cm	SHPX-450	RSZSHPX450
465 cc	12.1 cm	5.8 cm	SHPX-465	RSZSHPX465
490 cc	12.5 cm	5.8 cm	SHPX-490	RSZSHPX490
535 cc	12.7 cm	6.0 cm	SHPX-535	RSZSHPX535
595 cc	13.1 cm	6.3 cm	SHPX-595	RSZSHPX595
650 cc	13.5 cm	6.5 cm	SHPX-650	RSZSHPX650
700 cc	14.1 cm	6.5 cm	SHPX-700	RSZSHPX700
755 cc	14.4 cm	6.7 cm	SHPX-755	RSZSHPX755
790 cc	14.8 cm	6.7 cm	SHPX-790	RSZSHPX790

† Disponible en función de las regulaciones de cada país, para mayor información, favor de contactar a su representante local de Johnson & Johnson

* Reesterilizable hasta 10 veces

IMPLANTES MAMARIOS MemoryGel® XTRA SILTEX†

MEMORYGEL® XTRA SILTEX REDONDO, PERFIL MODERADO PLUS



Volumen	Diámetro	Proyección	N° de Catálogo	Medidor de Gel Reesterilizable*
130 cc	9.1 cm	3.1 cm	TMPX-130	RSZMPX130
160 cc	9.5 cm	3.3 cm	TMPX-160	RSZMPX160
190 cc	10.1 cm	3.5 cm	TMPX-190	RSZMPX190
215 cc	10.5 cm	3.6 cm	TMPX-215	RSZMPX215
240 cc	10.9 cm	3.8 cm	TMPX-240	RSZMPX240
270 cc	11.4 cm	3.9 cm	TMPX-270	RSZMPX270
295 cc	11.6 cm	4.1 cm	TMPX-295	RSZMPX295
325 cc	11.9 cm	4.2 cm	TMPX-325	RSZMPX325
350 cc	12.2 cm	4.3 cm	TMPX-350	RSZMPX350
370 cc	12.7 cm	4.3 cm	TMPX-370	RSZMPX370
405 cc	12.8 cm	4.5 cm	TMPX-405	RSZMPX405
440 cc	13.1 cm	4.8 cm	TMPX-440	RSZMPX440
490 cc	13.6 cm	4.8 cm	TMPX-490	RSZMPX490
545 cc	14.1 cm	5.0 cm	TMPX-545	RSZMPX545
605 cc	14.4 cm	5.3 cm	TMPX-605	RSZMPX605
645 cc	15.0 cm	5.3 cm	TMPX-645	RSZMPX645
755 cc	15.7 cm	5.6 cm	TMPX-755	RSZMPX755

MEMORYGEL® XTRA SILTEX REDONDO, PERFIL ALTO



Volumen	Diámetro	Proyección	N° de Catálogo	Medidor de Gel Reesterilizable*
150 cc	8.4 cm	4.2 cm	THPX-150	RSZTHPX150
175 cc	9.0 cm	4.4 cm	THPX-175	RSZTHPX175
200 cc	9.4 cm	4.5 cm	THPX-200	RSZTHPX200
230 cc	9.8 cm	4.8 cm	THPX-230	RSZTHPX230
255 cc	10.1 cm	4.9 cm	THPX-255	RSZTHPX255
285 cc	10.5 cm	5.1 cm	THPX-285	RSZTHPX285
325 cc	10.8 cm	5.4 cm	THPX-325	RSZTHPX325
340 cc	11.1 cm	5.4 cm	THPX-340	RSZTHPX340
365 cc	11.4 cm	5.5 cm	THPX-365	RSZTHPX365
405 cc	11.6 cm	5.9 cm	THPX-405	RSZTHPX405
425 cc	11.9 cm	5.8 cm	THPX-425	RSZTHPX425
455 cc	12.1 cm	6.0 cm	THPX-455	RSZTHPX455
470 cc	12.3 cm	5.9 cm	THPX-470	RSZTHPX470
515 cc	12.6 cm	6.2 cm	THPX-515	RSZTHPX515
570 cc	13.2 cm	6.3 cm	THPX-570	RSZTHPX570
620 cc	13.4 cm	6.5 cm	THPX-620	RSZTHPX620
680 cc	14.0 cm	6.6 cm	THPX-680	RSZTHPX680
725 cc	14.5 cm	6.7 cm	THPX-725	RSZTHPX725
765 cc	14.7 cm	6.7 cm	THPX-765	RSZTHPX765

† Disponible en función de las regulaciones de cada país, para mayor información, favor de contactar a su representante local de Johnson & Johnson

* Reesterilizable hasta 10 veces

IMPLANTES MAMARIOS CPG® COHESIVO III™†

CPG® 331



CPG® 332



CPG® 333



CPG® 321



CPG® 322



CPG® 323



CPG® 311



CPG® 312



CPG® 313



LEYENDA DE LA DESIGNACIÓN CPG®

NIVEL DE COHESIÓN	ALTURA DEL IMPLANTE	PROYECCIÓN DE IMPLANTE
III 3	Alta 3	High 3
III 3	Media 2	Moderada Plus 2
III 3	Baja 1	Moderada 1
CLAVE:	Dígito 1 = Nivel de Cohesión Dígito 2 = Altura del Implante Dígito 3 = Proyección del Implante	

COMPRESIÓN DE LAS MEDIDAS DE "A" Y LONGITUD DE ARCO



* Enviados Estéril Reesterilizable hasta 10 veces

IMPLANTES MAMARIOS CPG® COHESIVO III™†

CPG® 331'

Altura Alta, Proyección Moderada
COHESIVO III™, SILTEX®



Volumen	Ancho	Altura	Proyección	A	Longitud del Arco	N° de Catálogo	Medidor de Gel Reesterilizable*
150 cc	9,5 cm	9,7 cm	3,3 cm	2,6 cm	4,1 cm	334-0953	RSZ-0953
175 cc	10,0 cm	10,2 cm	3,4 cm	2,7 cm	4,3 cm	334-1003	RSZ-1003
200 cc	10,5 cm	10,7 cm	3,5 cm	2,8 cm	4,6 cm	334-1053	RSZ-1053
230 cc	11,0 cm	11,3 cm	3,6 cm	3,0 cm	4,8 cm	334-1103	RSZ-1103
265 cc	11,5 cm	11,8 cm	3,7 cm	3,1 cm	5,0 cm	334-1153	RSZ-1153
300 cc	12,0 cm	12,3 cm	3,9 cm	3,2 cm	5,2 cm	334-1203	RSZ-1203
340 cc	12,5 cm	12,8 cm	4,0 cm	3,4 cm	5,4 cm	334-1253	RSZ-1253
380 cc	13,0 cm	13,3 cm	4,1 cm	3,5 cm	5,6 cm	334-1303	RSZ-1303
425 cc	13,5 cm	13,8 cm	4,3 cm	3,6 cm	5,9 cm	334-1353	RSZ-1353
475 cc	14,0 cm	14,3 cm	4,5 cm	3,8 cm	6,1 cm	334-1403	RSZ-1403
530 cc	14,5 cm	14,8 cm	4,6 cm	3,9 cm	6,3 cm	334-1453	RSZ-1453
585 cc	15,0 cm	15,3 cm	4,8 cm	4,0 cm	6,5 cm	334-1503	RSZ-1503
645 cc	15,5 cm	15,9 cm	5,0 cm	4,2 cm	6,7 cm	334-1553	RSZ-1553

CPG® 321'

Altura Media, Proyección Moderada
COHESIVO III™, SILTEX®



Volumen	Ancho	Altura	Proyección	A	Longitud del Arco	N° de Catálogo	Medidor de Gel Reesterilizable*
120 cc	9,0 cm	8,5 cm	3,3 cm	3,1 cm	4,3 cm	354-0908	RSZ-0908
135 cc	9,5 cm	8,9 cm	3,5 cm	3,2 cm	4,5 cm	354-0958	RSZ-0958
155 cc	10,0 cm	9,4 cm	3,7 cm	3,4 cm	4,7 cm	354-1008	RSZ-1008
180 cc	10,5 cm	9,9 cm	3,8 cm	3,6 cm	5,0 cm	354-1058	RSZ-1058
215 cc	11,0 cm	10,3 cm	3,9 cm	3,6 cm	5,1 cm	354-1108	RSZ-1108
245 cc	11,5 cm	10,8 cm	4,0 cm	3,8 cm	5,3 cm	354-1158	RSZ-1158
280 cc	12,0 cm	11,3 cm	4,2 cm	4,0 cm	5,6 cm	354-1208	RSZ-1208
315 cc	12,5 cm	11,8 cm	4,4 cm	4,1 cm	5,8 cm	354-1258	RSZ-1258
355 cc	13,0 cm	12,2 cm	4,6 cm	4,3 cm	6,0 cm	354-1308	RSZ-1308
395 cc	13,5 cm	12,7 cm	4,7 cm	4,5 cm	6,3 cm	354-1358	RSZ-1358
440 cc	14,0 cm	13,2 cm	4,9 cm	4,6 cm	6,5 cm	354-1408	RSZ-1408
480 cc	14,5 cm	13,6 cm	5,0 cm	5,0 cm	6,9 cm	354-1458	RSZ-1458
530 cc	15,0 cm	14,1 cm	5,2 cm	5,1 cm	7,2 cm	354-1508	RSZ-1508
640 cc	16,0 cm	15,0 cm	5,6 cm	5,5 cm	7,6 cm	354-1608	RSZ-1608
775 cc	17,0 cm	16,0 cm	5,9 cm	5,8 cm	8,1 cm	354-1708	RSZ-1708

CPG® 311'

Altura Baja, Proyección Moderada
COHESIVO III™, SILTEX®



Volumen	Ancho	Altura	Proyección	A	Longitud del Arco	N° de Catálogo	Medidor de Gel Reesterilizable*
120 cc	9,5 cm	8,5 cm	3,2 cm	2,6 cm	4,3 cm	334-0951	RSZ-0095
140 cc	10,0 cm	8,9 cm	3,4 cm	2,8 cm	4,5 cm	334-1001	RSZ-0100
160 cc	10,5 cm	9,4 cm	3,6 cm	2,9 cm	4,7 cm	334-1051	RSZ-0105
180 cc	11,0 cm	9,8 cm	3,7 cm	3,0 cm	5,0 cm	334-1101	RSZ-0110
210 cc	11,5 cm	10,3 cm	3,9 cm	3,2 cm	5,2 cm	334-1151	RSZ-0115
235 cc	12,0 cm	10,7 cm	4,1 cm	3,3 cm	5,4 cm	334-1201	RSZ-0120
270 cc	12,5 cm	11,2 cm	4,2 cm	3,5 cm	5,6 cm	334-1251	RSZ-0125
300 cc	13,0 cm	11,6 cm	4,4 cm	3,6 cm	5,9 cm	334-1301	RSZ-0130
335 cc	13,5 cm	12,0 cm	4,6 cm	3,7 cm	6,1 cm	334-1351	RSZ-0135
375 cc	14,0 cm	12,5 cm	4,7 cm	3,9 cm	6,3 cm	334-1401	RSZ-0140
415 cc	14,5 cm	12,9 cm	4,9 cm	4,0 cm	6,5 cm	334-1451	RSZ-0145
460 cc	15,0 cm	13,4 cm	5,1 cm	4,1 cm	6,8 cm	334-1501	RSZ-0150
510 cc	15,5 cm	13,8 cm	5,2 cm	4,3 cm	7,0 cm	334-1551	RSZ-0155
560 cc	16,0 cm	14,3 cm	5,4 cm	4,4 cm	7,2 cm	334-1601	RSZ-0160
615 cc	16,5 cm	14,7 cm	5,6 cm	4,6 cm	7,4 cm	334-1651	RSZ-0165

† Disponible en función de las regulaciones de cada país, para mayor información, favor de contactar a su representante local de Johnson & Johnson

* Enviados Estéril Reesterilizable hasta 10 veces

IMPLANTES MAMARIOS CPG® COHESIVO III™†

CPG® 332[†], Altura Alta, Proyección Moderada Plus COHESIVO III™, SILTEX®



Volumen	Ancho	Altura	Proyección	A	Longitud del Arco	N° de Catálogo	Medidor de Gel Reesterilizable*
145 cc	9,0 cm	9,4 cm	3,8 cm	2,8 cm	4,6 cm	334-0909	RSZ-0909
175 cc	9,5 cm	9,9 cm	4,0 cm	3,0 cm	4,9 cm	334-0959	RSZ-0959
205 cc	10,0 cm	10,4 cm	4,2 cm	3,1 cm	5,1 cm	334-1009	RSZ-1009
235 cc	10,5 cm	10,9 cm	4,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	334-1059	RSZ-1059
270 cc	11,0 cm	11,5 cm	4,7 cm	3,5 cm	5,7 cm	334-1109	RSZ-1109
305 cc	11,5 cm	12,0 cm	4,9 cm	3,6 cm	5,9 cm	334-1159	RSZ-1159
350 cc	12,0 cm	12,5 cm	5,1 cm	3,8 cm	6,2 cm	334-1209	RSZ-1209
395 cc	12,5 cm	13,0 cm	5,3 cm	3,9 cm	6,4 cm	334-1259	RSZ-1259
445 cc	13,0 cm	13,5 cm	5,5 cm	4,1 cm	6,7 cm	334-1309	RSZ-1309
495 cc	13,5 cm	14,1 cm	5,7 cm	4,2 cm	7,0 cm	334-1359	RSZ-1359
555 cc	14,0 cm	14,6 cm	5,9 cm	4,4 cm	7,2 cm	334-1409	RSZ-1409
615 cc	14,5 cm	15,1 cm	6,1 cm	4,6 cm	7,5 cm	334-1459	RSZ-1459
680 cc	15,0 cm	15,6 cm	6,3 cm	4,7 cm	7,7 cm	334-1509	RSZ-1509

CPG® 322[†], Altura Media, Proyección Moderada Plus COHESIVO III™, SILTEX®



Volumen	Ancho	Altura	Proyección	A	Longitud del Arco	N° de Catálogo	Medidor de Gel Reesterilizable*
140 cc	9,0 cm	8,5 cm	3,8 cm	2,9 cm	4,7 cm	334-0905	RSZ-0905
165 cc	9,5 cm	8,9 cm	4,0 cm	3,0 cm	4,9 cm	334-0955	RSZ-0955
195 cc	10,0 cm	9,4 cm	4,2 cm	3,2 cm	5,2 cm	334-1005	RSZ-1005
225 cc	10,5 cm	9,9 cm	4,4 cm	3,3 cm	5,5 cm	334-1055	RSZ-1055
255 cc	11,0 cm	10,3 cm	4,7 cm	3,5 cm	5,7 cm	334-1105	RSZ-1105
295 cc	11,5 cm	10,8 cm	4,9 cm	3,7 cm	6,0 cm	334-1155	RSZ-1155
330 cc	12,0 cm	11,3 cm	5,1 cm	3,8 cm	6,3 cm	334-1205	RSZ-1205
375 cc	12,5 cm	11,8 cm	5,3 cm	4,0 cm	6,5 cm	334-1255	RSZ-1255
420 cc	13,0 cm	12,2 cm	5,5 cm	4,1 cm	6,8 cm	334-1305	RSZ-1305
475 cc	13,5 cm	12,7 cm	5,7 cm	4,3 cm	7,0 cm	334-1355	RSZ-1355
525 cc	14,0 cm	13,2 cm	5,9 cm	4,5 cm	7,3 cm	334-1405	RSZ-1405
585 cc	14,5 cm	13,6 cm	6,1 cm	4,6 cm	7,6 cm	334-1455	RSZ-1455
650 cc	15,0 cm	14,1 cm	6,3 cm	4,8 cm	7,8 cm	334-1505	RSZ-1505

CPG® 312[†], Altura Baja, Proyección Moderada Plus COHESIVO III™, SILTEX®



Volumen	Ancho	Altura	Proyección	A	Longitud del Arco	N° de Catálogo	Medidor de Gel Reesterilizable*
125 cc	9,0 cm	8,0 cm	3,8 cm	2,5 cm	4,6 cm	334-0907	RSZ-0907
145 cc	9,5 cm	8,4 cm	4,0 cm	2,6 cm	4,8 cm	334-0957	RSZ-0957
170 cc	10,0 cm	8,8 cm	4,2 cm	2,7 cm	5,1 cm	334-1007	RSZ-1007
195 cc	10,5 cm	9,3 cm	4,4 cm	2,9 cm	5,4 cm	334-1057	RSZ-1057
225 cc	11,0 cm	9,7 cm	4,7 cm	3,0 cm	5,6 cm	334-1107	RSZ-1107
255 cc	11,5 cm	10,2 cm	4,9 cm	3,1 cm	5,9 cm	334-1157	RSZ-1157
290 cc	12,0 cm	10,6 cm	5,1 cm	3,3 cm	6,1 cm	334-1207	RSZ-1207
330 cc	12,5 cm	11,1 cm	5,3 cm	3,4 cm	6,4 cm	334-1257	RSZ-1257
370 cc	13,0 cm	11,5 cm	5,5 cm	3,6 cm	6,6 cm	334-1307	RSZ-1307
415 cc	13,5 cm	12,0 cm	5,7 cm	3,7 cm	6,9 cm	334-1357	RSZ-1357
465 cc	14,0 cm	12,4 cm	5,9 cm	3,8 cm	7,1 cm	334-1407	RSZ-1407
515 cc	14,5 cm	12,8 cm	6,1 cm	4,0 cm	7,4 cm	334-1457	RSZ-1457
570 cc	15,0 cm	13,3 cm	6,3 cm	4,1 cm	7,7 cm	334-1507	RSZ-1507
690 cc	16,0 cm	14,2 cm	6,8 cm	4,4 cm	8,2 cm	334-1607	RSZ-1607

† Disponible en función de las regulaciones de cada país, para mayor información, favor de contactar a su representante local de Johnson & Johnson

* Enviados Estéril Reesterilizable hasta 10 veces

IMPLANTES MAMARIOS CPG™ COHESIVO III™†

CPG® 333[†], Altura Alta, Proyección Alta COHESIVO III™, SILTEX®



Volumen	Ancho	Altura	Proyección	A	Longitud del Arco	N° de Catálogo	Medidor de Gel Reesterilizable*
180 cc	9,0 cm	9,4 cm	4,6 cm	3,1 cm	5,5 cm	334-0904	RSZ-4090
215 cc	9,5 cm	9,9 cm	4,8 cm	3,3 cm	5,8 cm	334-0954	RSZ-4095
250 cc	10,0 cm	10,4 cm	5,1 cm	3,4 cm	6,1 cm	334-1004	RSZ-4100
290 cc	10,5 cm	10,9 cm	5,3 cm	3,6 cm	6,4 cm	334-1054	RSZ-4105
330 cc	11,0 cm	11,5 cm	5,6 cm	3,8 cm	6,8 cm	334-1104	RSZ-4110
380 cc	11,5 cm	12,0 cm	5,8 cm	3,9 cm	7,1 cm	334-1154	RSZ-4115
430 cc	12,0 cm	12,5 cm	6,0 cm	4,1 cm	7,4 cm	334-1204	RSZ-4120
485 cc	12,5 cm	13,0 cm	6,2 cm	4,3 cm	7,7 cm	334-1254	RSZ-4125
545 cc	13,0 cm	13,5 cm	6,5 cm	4,5 cm	8,0 cm	334-1304	RSZ-4130
610 cc	13,5 cm	14,1 cm	6,7 cm	4,6 cm	8,3 cm	334-1354	RSZ-4135
680 cc	14,0 cm	14,6 cm	6,9 cm	4,8 cm	8,6 cm	334-1404	RSZ-4140
755 cc	14,5 cm	15,1 cm	7,1 cm	5,0 cm	8,9 cm	334-1454	RSZ-4145

CPG® 323[†], Altura Media, Proyección ALTA COHESIVO III™, SILTEX®



Volumen	Ancho	Altura	Proyección	A	Longitud del Arco	N° de Catálogo	Medidor de Gel Reesterilizable*
165 cc	9,0 cm	8,5 cm	4,6 cm	3,0 cm	5,3 cm	334-0902	RSZ-0902
195 cc	9,5 cm	8,9 cm	4,8 cm	3,2 cm	5,6 cm	334-0952	RSZ-0952
225 cc	10,0 cm	9,4 cm	5,1 cm	3,4 cm	5,9 cm	334-1002	RSZ-1002
260 cc	10,5 cm	9,9 cm	5,3 cm	3,5 cm	6,2 cm	334-1052	RSZ-1052
300 cc	11,0 cm	10,3 cm	5,6 cm	3,7 cm	6,5 cm	334-1102	RSZ-1102
345 cc	11,5 cm	10,8 cm	5,8 cm	3,9 cm	6,8 cm	334-1152	RSZ-1152
390 cc	12,0 cm	11,3 cm	6,0 cm	4,0 cm	7,1 cm	334-1202	RSZ-1202
440 cc	12,5 cm	11,8 cm	6,2 cm	4,2 cm	7,4 cm	334-1252	RSZ-1252
495 cc	13,0 cm	12,2 cm	6,5 cm	4,4 cm	7,7 cm	334-1302	RSZ-1302
555 cc	13,5 cm	12,7 cm	6,7 cm	4,5 cm	8,0 cm	334-1352	RSZ-1352
620 cc	14,0 cm	13,2 cm	6,9 cm	4,7 cm	8,3 cm	334-1402	RSZ-1402
685 cc	14,5 cm	13,6 cm	7,1 cm	4,9 cm	8,6 cm	334-1452	RSZ-1452

CPG® 313[†], Altura Baja, Proyección Alta COHESIVO III™, SILTEX®



Volumen	Ancho	Altura	Proyección	A	Longitud del Arco	N° de Catálogo	Medidor de Gel Reesterilizable*
130 cc	9,0 cm	8,1 cm	4,4 cm	2,6 cm	5,2 cm	334-0906	RSZ-0906
155 cc	9,5 cm	8,6 cm	4,5 cm	2,7 cm	5,4 cm	334-0956	RSZ-0956
180 cc	10,0 cm	9,0 cm	4,6 cm	2,9 cm	5,7 cm	334-1006	RSZ-1006
210 cc	10,5 cm	9,5 cm	4,8 cm	3,0 cm	6,0 cm	334-1056	RSZ-1056
240 cc	11,0 cm	9,9 cm	4,9 cm	3,2 cm	6,3 cm	334-1106	RSZ-1106
270 cc	11,5 cm	10,3 cm	5,0 cm	3,3 cm	6,6 cm	334-1156	RSZ-1156
310 cc	12,0 cm	10,8 cm	5,2 cm	3,5 cm	6,9 cm	334-1206	RSZ-1206
350 cc	12,5 cm	11,2 cm	5,4 cm	3,6 cm	7,2 cm	334-1256	RSZ-1256
395 cc	13,0 cm	11,7 cm	5,6 cm	3,8 cm	7,4 cm	334-1306	RSZ-1306
440 cc	13,5 cm	12,2 cm	5,8 cm	3,9 cm	7,7 cm	334-1356	RSZ-1356
490 cc	14,0 cm	12,6 cm	6,1 cm	4,0 cm	8,0 cm	334-1406	RSZ-1406
545 cc	14,5 cm	13,1 cm	6,3 cm	4,2 cm	8,3 cm	334-1456	RSZ-1456
605 cc	15,0 cm	13,5 cm	6,6 cm	4,3 cm	8,6 cm	334-1506	RSZ-1506

† Disponible en función de las regulaciones de cada país, para mayor información, favor de contactar a su representante local de Johnson & Johnson

* Enviados Estéril Reesterilizable hasta 10 veces

EXPANSORES DE TEJIDO MAMARIO CPX® 4 (FORMA ANATÓMICA)†



Estilo 9100**, Altura Baja

Volumen	Ancho	Altura	Proyección	N° de Catálogo
250 cc	11,4 cm	8,1 cm	6,1 cm	354-9111
350 cc	12,7 cm	9,4 cm	6,5 cm	354-9112
450 cc	14,0 cm	10,2 cm	7,1 cm	354-9113
550 cc	15,0 cm	10,9 cm	7,4 cm	354-9114
650 cc	15,7 cm	11,2 cm	7,9 cm	354-9115
750 cc	16,5 cm	11,9 cm	8,1 cm	354-9116



Estilo 9200**, Altura Media

Volumen	Ancho	Altura	Proyección	N° de Catálogo
275 cc	10,7 cm	9,3 cm	6,2 cm	354-9211
350 cc	11,7 cm	10,0 cm	6,6 cm	354-9212
450 cc	12,7 cm	10,8 cm	7,0 cm	354-9213
550 cc	13,5 cm	11,7 cm	7,4 cm	354-9214
650 cc	14,6 cm	12,6 cm	7,6 cm	354-9215
800 cc	15,6 cm	13,3 cm	8,0 cm	354-9216



Estilo 9300**, Altura Completa

Volumen	Ancho	Altura	Proyección	N° de Catálogo
250 cc	10,1 cm	10,7 cm	5,6 cm	354-9311
350 cc	11,3 cm	11,8 cm	6,0 cm	354-9312
450 cc	12,3 cm	12,9 cm	6,5 cm	354-9313
550 cc	13,2 cm	13,8 cm	6,9 cm	354-9314
650 cc	14,0 cm	14,6 cm	7,3 cm	354-9315
750 cc	14,6 cm	15,3 cm	7,6 cm	354-9316
850 cc	15,4 cm	15,9 cm	7,9 cm	354-9317

** Incluye el dispositivo de localización magnética Centerscope®

TOME NOTA: Los Expansores de Tejido Mamario Contour Profile® no son compatibles con la Resonancia Magnética.


† Disponible en función de las regulaciones de cada país, para mayor información, favor de contactar a su representante local de Johnson & Johnson

3 lengüetas de sutura en posición 3, 6 y 9 de las agujas del reloj




CENTERSCOPE® - LOCALIZADOR DEL PUERTO DE INYECCIÓN

CENTERSCOPE®†
350-4402




Esto representa el anillo de palpación; este anillo no está presente en el dispositivo CPX™ 4.




OTROS EXPANSORES DE TEJIDO†

Redondo



Volumen	Diámetro	Proyección	Nº de Catálogo
400 cc	11,3 cm	5,9 cm	350-4305M
550 cc	13,4 cm	5,8 cm	350-4307M
700 cc	14,6 cm	6,7 cm	350-4304M
850 cc	15,0 cm	7,2 cm	350-4308M
1000 cc	15,5 cm	7,8 cm	350-4306M

Rectangular



Volumen	Longitud	Ancho	Proyección	Nº de Catálogo
50 cc	6,9 cm	3,2 cm	3,2 cm	350-4309M
100 cc	6,6 cm	5,1 cm	5,6 cm	350-4301M
250 cc	10,4 cm	7,3 cm	5,6 cm	350-4302M
400 cc	10,6 cm	9,3 cm	6,6 cm	350-4303M
550 cc	13,7 cm	7,1 cm	7,7 cm	350-4310M
700 cc	15,0 cm	8,0 cm	7,9 cm	350-4311M

† Disponible en función de las regulaciones de cada país, para mayor información, favor de contactar a su representante local de Johnson & Johnson

IMPLANTE/EXPANSOR MAMARIO BECKER[†]

BECKER 25 REDONDO*[†] COHESIVO I™, SILTEX®

(25% Gel de Silicona COHESIVO I™ en la cámara externa,
75% de solución salina en la cámara interna)



VOLÚMENES DE
SOBREEXPANSIÓN
TEMPORAL

Volumen	Volumen del Gel	Solución Salina Máx.	Solución Salina y Gel Total	Solución Salina Total	Solución Salina y Gel Total	Diámetro	Proj.	N° Cat.
150 cc	40 cc	185 cc	225 cc	85-150 cc	125-190 cc	10,7 cm	2,4 cm	354-1500
200 cc	50 cc	250 cc	300 cc	125-200 cc	175-250 cc	11,6 cm	2,7 cm	354-2000
250 cc	60 cc	315 cc	375 cc	165-255 cc	225-315 cc	12,1 cm	3,0 cm	354-2500
300 cc	75 cc	375 cc	450 cc	200-300 cc	275-375 cc	12,9 cm	3,0 cm	354-3000
350 cc	90 cc	435 cc	525 cc	235-350 cc	325-440 cc	13,5 cm	3,0 cm	354-3500
400 cc	100 cc	500 cc	600 cc	275-400 cc	375-500 cc	13,7 cm	3,4 cm	354-4000
500 cc	125 cc	625 cc	750 cc	350-500 cc	475-625 cc	14,7 cm	3,7 cm	354-5000
600 cc	150 cc	750 cc	900 cc	425-600 cc	575-750 cc	15,6 cm	4,2 cm	354-6000
700 cc	175 cc	875 cc	1050 cc	500-700 cc	675-875 cc	16,8 cm	4,3 cm	354-7000
800 cc	200 cc	1000 cc	1200 cc	575-800 cc	775-1000 cc	17,2 cm	4,6 cm	354-8000

CONTOUR PROFILE® BECKER 35 (ANATÓMICO)*[†] COHESIVO II™, SILTEX®

(35% Gel de Silicona COHESIVO II™ en la cámara externa,
65% de solución salina en la cámara interna)



VOLÚMENES DE
SOBREEXPANSIÓN
TEMPORAL

Volumen	Volumen del Gel	Solución Salina Máx.	Solución Salina y Gel Total	Solución Salina Total	Solución Salina y Gel Total	Ancho	Altura	Proj.	N° Cat.
145 cc	50 cc	120 cc	170 cc	85-95 cc	135-145 cc	9,5 cm	8,3 cm	4,2 cm	324-0955
195 cc	70 cc	155 cc	225 cc	110-125 cc	180-195 cc	10,5 cm	9,1 cm	4,6 cm	324-1055
255 cc	90 cc	205 cc	295 cc	145-165 cc	235-255 cc	11,5 cm	10,0 cm	5,1 cm	324-1155
290 cc	100 cc	235 cc	335 cc	170-190 cc	270-290 cc	12,0 cm	10,5 cm	5,3 cm	324-1205
325 cc	110 cc	270 cc	380 cc	190-215 cc	300-325 cc	12,5 cm	10,9 cm	5,5 cm	324-1255
365 cc	125 cc	300 cc	425 cc	215-240 cc	340-365 cc	13,0 cm	11,3 cm	5,7 cm	324-1305
400 cc	130 cc	335 cc	465 cc	240-270 cc	370-400 cc	13,5 cm	11,8 cm	5,9 cm	324-1355
460 cc	160 cc	375 cc	535 cc	270-300 cc	430-460 cc	14,0 cm	12,2 cm	6,2 cm	324-1405
565 cc	195 cc	460 cc	655 cc	330-370 cc	525-565 cc	15,0 cm	13,1 cm	6,6 cm	324-1505
685 cc	240 cc	555 cc	795 cc	400-445 cc	640-685 cc	16,0 cm	13,9 cm	7,0 cm	324-1605

* Incluye el Kit con Domos de Inyección.

† Disponible en función de las regulaciones de cada país, para mayor información, favor de contactar a su representante local de Johnson & Johnson

KIT CON DOMOS DE INYECCIÓN†

DOMOS DE INYECCIÓN

Incluye domos estándar y micro, los conectores de acero inoxidable y los conectores True Lock®

350-D OMPK



Todos los implantes/expansores BECKER incluyen un domo de inyección y aguja calibre 23.

† Disponible en función de las regulaciones de cada país, para mayor información, favor de contactar a su representante local de Johnson & Johnson®

MENTOR® Volume Sizing System†

Cada sistema contiene lo siguiente:

Descripción	No. de catálogo
MENTOR® Volume Sizing System	ESZKIT
Exhibidor + Sizers de Volumen en pares (50, 75, 125, 150, 250, 350, 450, 550, 650cc)	



NOTA: Las dimensiones de los implantes individuales pueden variar en productos de este tipo. No todas las unidades tienen o cumplen exactamente con las medidas mencionadas.

Detector de puerto de inyección†

Descripción	No. de catálogo
CENTERSCOPE® Magnetic Detection Device	350-4402

Domo de inyección†

Descripción	No. de catálogo
Dome Pack Set	350-DOMPK

† Disponible en función de las regulaciones de cada país, para mayor información, favor de contactar a su representante local de Johnson & Johnson



PDS PLATE

Código	Descripción	Espesura	Dimensiones	Apresentación
ZX8	PDS FLEXIBLE PLATE 0.15 MM PERF	15 mm	50X40 mm	Caja con 3 unidades
ZX5	PDS FLEXIBLE PLATE 0.25 MM	0,25 mm	50X40 mm	Caja con 3 unidades
ZX6	PDS FLEXIBLE PLATE 0.5 MM	0,5 mm	50X40 mm	Caja con 3 unidades



ZX8 - 0,15 mm espesura



ZX5 - 0,25 mm espesura



ZX6 - 0,5 mm espesura

Cierre de piel

PRINEO

Sistema de cierre de piel que combina malla de poliéster autoadhesiva con una protección bacteriana del adhesivo tópico para piel, 2-Octyl cianoacrilato¹.

Código
CLR 602



¹ - Bhende S, Rothenburger S, Spangler DJ, Dito M. in vitro assessment of microbial barrier properties of DERMABOND® Topical Skin Adhesive. Surg Infect. 2002;3:251-257.

Disponible en función de las regulaciones de cada país, para mayor información, favor de contactar a su representante local de Johnson & Johnson

El Plan de Protección MentorPromise aplica para todos los estilos de los implantes mamarios MemoryGel® y CPG® implantados en América Latina (excluyendo Puerto Rico) implantados en o después del 15 Mayo de 2017.

Mentor® ofrece, automáticamente, a todas las pacientes que reciben implantes mamarios Mentor® en el territorio de América Latina, garantía de reemplazo gratuito del implante mamario, en los siguientes casos:

1. Ruptura (pérdida de integridad de la cápsula) de un implante mamario MemoryGel® o CPG® exceptuando las razones en 3(e), 3(f) y 3(g) descritas debajo:
2. Pacientes que hayan tenido su primer aumento con fecha de implantación en o después del 15 de mayo de 2017, tienen automáticamente producto de reemplazo durante los primeros 10 años después de la fecha de implantación para los siguientes eventos:
 - (a) Contractura Capsular, Baker Grado III o Baker Grado IV según diagnosticada por el cirujano. Grado Baker III: el implante está duro y se ve anormal (distorsión visible) Baker Grado IV: la mama está dura, con dolor y se ve anormal (mayor distorsión visible que Baker Grado III).
 - (b) Doble Cápsula, definida cuando la cápsula inicial de tejido fibroso alrededor de implante, que forma como parte del proceso de cicatrización, se separa con un trauma menor, resultando en dos capas de tejido fibroso envolviendo al implante.
 - (c) Seroma tardío, definido como propósito de este documento, como un seroma clínico sintomático que se desarrolla al menos 12 meses después de la cirugía de primer aumento sin que hubiera una intervención quirúrgica realizada en la mama, entre la implantación y el desarrollo del seroma.
 - (d) De ser requerido a petición del cirujano, MENTOR enviará un reemplazo de los implantes mamarios MemoryGel® o CPG® para ser utilizado en el reemplazo del implante contralateral, entendiendo que el implante mamario contralateral es un producto de MENTOR. No habrá ningún cargo efectuado por esta cortesía.
3. El Plan de Protección MentorPromise no aplica a:
 - (a) Cualquier evento adverso ajeno a los descritos en 2(a), 2(b) y 2(c) de este documento
 - (b) Explantación de implantes intactos por cualquier tipo de contractura capsular
 - (c) Explantación de implantes intactos para alteración de tamaño
 - (d) Explantación de implantes intactos debido a arrugamiento (wrinkling o rippling)
 - (e) Pérdida de integridad de la cápsula causada por o durante el procedimiento de reoperación
 - (f) Pérdida de integridad de la cápsula resultada de una Iprocedimiento de capsulotomía abierta o cerrada
 - (g) Pérdida de integridad de la cápsula debido a un instrumento filoso por el análisis del Departamento de Evaluación de MENTOR
 - (h) Producto que no haya sido devuelto al Departamento de Evaluación de MENTOR

Otras restricciones del Plan de Protección MentorPromise:

En caso de una contractura Capsular Baker Grado III, Contractura Capsular Baker Grado IV, doble cápsula o seroma tardío, el Plan de Protección

PLAN DE PROTECCIÓN MENTORPROMISE

MentorPromise está restringido a pacientes de primer aumento, definido como "la primera" cirugía de implantes mamarios, no importando el tipo de implantes o fabricante de cualquier implante mamario implantado previamente. Para el caso de reconstrucciones primarias, el Plan de Protección MentorPromise sólo aplicará a las complicaciones de Doble Cápsula 2(b) o Seroma Tardío 2(c).

Las solicitudes de reemplazo de garantía deben ser realizadas por el médico cirujano al representante Mentor®. El reemplazo gratuito del implante de garantía se hace después de la detección del posible defecto de fabricación; el implante de reemplazo debe ser del mismo volumen y modelo del implante retirado. A solicitud del cirujano, se podrá ofrecer otro tipo o estilo de implante. Pero, sujeto al pago de la diferencia del valor o precio, si la hay. Si no se detecta defecto de fabricación, Mentor® quedará exento de la reposición del implante.

Esta garantía solo tendrá validez ante la devolución a Mentor® del implante mamario retirado. El implante retirado, y devuelto a Mentor® se analizará en nuestro laboratorio para la comprobación de las causas de la ruptura o de la deflación. En caso de que se detecte defecto de fabricación, la garantía ya fue aplicada en el momento de la reposición del implante mamario y no se cobrará por el implante de reemplazo. Por otro lado, en el caso que se constate ruptura o deflación a consecuencia del uso inadecuado y/o que se haya producido por interferencia del instrumental quirúrgico u otro artefacto, incluyendo equipamientos de tecnologías diversas, o aun por otra interferencia durante la cirugía e implantación del implante, se hace necesario el pago del implante de reemplazo vencido y se enviará un cobro con el valor de venta vigente al cliente.

Esta es una garantía limitada y se refiere tan solo a la reposición de implantes mamarios Mentor®. Mentor® no se hace responsable de ningún incidente o daños que resulten de cualquier tipo, directos o indirectos, como consecuencia del uso de este producto. Esta garantía no incluye los costos médicos, quirúrgicos, hospitalarios ni el reembolso del costo de implantes mamarios no fabricados por Mentor®

Esta garantía es limitada a los implantes Mentor® con fecha de implantación anterior a la fecha de caducidad de la esterilización original del mismo, realizada por Mentor® en su momento de fabricación. Mentor® se reserva el derecho de determinar si otros eventos específicos deben ser asegurados.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LA SEGURIDAD:

Los implantes mamarios MemoryGel® y salinos de Mentor® están indicados para la cirugía de aumento mamario, en mujeres que tienen al menos 18 años de edad, o para la reconstrucción mamaria. La cirugía de implantes mamarios no deberá efectuarse en mujeres con infección activa en cualquier parte de su cuerpo con cáncer o hiperplasia mamaria que no hayan recibido un tratamiento adecuado de dichas afecciones o que estén embarazadas o amamantando.

Hay riesgos asociados a la cirugía de implantes mamarios. Los implantes mamarios no son dispositivos para toda la vida y no necesariamente se implantan en una sola operación. Es posible que haya que realizar intervenciones adicionales no planificadas en sus mamas debido a complicaciones o resultados cosméticos inaceptables. Muchos de los cambios realizados en sus mamas tras el implante son irreversibles (no pueden deshacerse) y sus implantes mamarios podrían afectar su capacidad para amamantar, debido a la reducción o falta de producción de leche.

Entre las complicaciones más frecuentes de los implantes mamarios MemoryGel® se incluyen: reintervención quirúrgica, contractura capsular, asimetría y dolor en las mamas. La ruptura del implante es un riesgo de complicación menor, que la mayoría de las veces será asintomático (lo que quiere decir que ni usted ni su médico sabrán que se ha producido la ruptura).

No se han establecido por completo las consecuencias para la salud de la ruptura de un implante mamario relleno de silicona. Se recomienda la realización de pruebas mediante, por ejemplo, mamografías, resonancias magnéticas o ecografías tras la cirugía de implante inicial para facilitar la detección de la ruptura del implante.

Entre las complicaciones más frecuentes de los implantes mamarios salinos de Mentor® se incluyen: reintervención quirúrgica, extracción del implante, contractura capsular, formación de arrugas, dolor en las mamas y desinflado.

SEDE DE LA CORPORACIÓN

Santa Bárbara, CA 93111 USA

www.mentormlatam.com

INFORMACIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES DE MENTOR®

Colombia - Gilmédica AS - 57 2 6903999

Costa Rica - Diopsa AS - 506 22568034

Argentina - Medic S.A. - 54 11 43722253

Chile - MedCorp - 562 951 6936

Perú - Implants S.A.C. - 511 2420896

Uruguay - ProMEdiK - 5 98 2 6 28 3 818

Bolivia - GEDESA - 5 91 4 -2421601

Puerto Rico - Vitalife

Trinidad & Tobago - AA laquis

México

- Baja California y Sonora: Insumos Médicos de Mexicali +52 68 6554 2908

- Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Nuevo León, Baja California Sur y Sinaloa: Medical Stock. +52 33 8000 0121

- Ciudad de México, Bajío, Puebla y Morelos: PegoMedical +52 55 5555 3924

- Tamaulipas y Veracruz: Servicios de Distribución Hospitalaria 01 833 216 6886

- Sureste: Diccsa +52 55 51491826

Argentina:

PM-16-403 / PM-16-751 / PM-16-772 / PM-16-402 / PM-16-637 / PM-16-401 / PM-16-321

Colombia:

INVIMA 2010 DM - 0006719 / INVIMA 2011 DM - 0007151

INVIMA 2011 DM - 0007664 / INVIMA 2020 DM - 0005894 - R1

INVIMA 2017 DM - 0001401 - R1

Perú:

DM12811E / DM16905E / DM12791E

México:

1923C2002 SSA / 0880C2015 SSA

1922C2002 SSA / 0842C2013 SSA

Num. Aut. 213300202C8366



mentorimplantes.com
mentorla@its.jnj.com

En Argentina: Johnson & Johnson Medical S.A. Mendoza 1259. Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina. CP: C1428DJG **En Chile:** Johnson & Johnson de Chile S.A. Cerro Colorado 5240, torre1, piso 9, Las Condes, Santiago de Chile. **En Colombia:** Johnson & Johnson de Colombia S.A. Yumbo-Valle: Calle 15 No. 31-146 ACOPI. **En Costa Rica:** Johnson & Johnson de Costa Rica, S.A. Centro Corporativo El Cedral, Torre 1, Piso 5. San Rafael de Escazú, San José, Costa Rica. **En Mexico:** Johnson & Johnson de Mexico, S.A. Blvd. Adolfo Ruiz Cortines #3720, Torre 1 - Piso 3, Col. Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Del Álvaro Obregón, CDMX. **En Panama:** Ethnor del Istmo, S.A. Complejo Business Park, entre Ave La Rotonda y Ave Principal, Edificio Sur, Piso 1, Costa del Este. Republic of Panama - Panama. PO Box 0835-00241. **En Peru:** Johnson & Johnson del Peru S.A. Av. Canaval y Moreyra, No. 480, Piso 9-13. San Isidro. Lima 27, Peru. Contacto: RA-MDDCOInfoReqMAF@ITS.JNJ.com **En Uruguay:** Johnson & Johnson de Uruguay S.A. Edificio Art Carrasco Business. Av. Italia 7519 - Oficina 301. CP 11500 Montevideo-Uruguay. **En Puerto Rico:** Johnson & Johnson Medical Caribbean an unincorporated division of Johnson & Johnson International. 475 Calle C, Suite 200, Guaynabo, PR 00969.

Antes de la intervención, es la responsabilidad del cirujano advertir a futuros pacientes o sus representantes acerca de posibles complicaciones asociadas con el uso de este producto. Comprobar la disponibilidad, en su localidad, de los productos presentados.

©Johnson & Johnson de Colombia S.A., 2021.

053542-210310