

ONETOUCH[®]

Select Plus Flex[™]

Medidor de glucosa OneTouch[®] Select Plus Flex[™]

ColorSure[™]
TECHNOLOGY



“Vive la vida
con más color”

0063E2016 SSA

©Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V. Javier Barros Sierra No. 555, 1er. Piso, Colonia Santa Fe, Deleg. Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México, México. Teléfono: 55-1105-8100. Consulte a su médico y lea las instrucciones de uso. De venta en farmacias, autoservicios y clubes de precio. La disponibilidad de productos varía de acuerdo a la tienda. Elaborado en: 10/2018. TN: 102984-181120



LÍNEA ONETOUCH[®]

01800 5433 557
01800 5433 558

Medidor de glucosa
OneTouch® Select Plus Flex™
Especificaciones del medidor

ONETOUCH®
Select Plus Flex™

Uso:	El sistema de monitoreo de glucosa en la sangre OneTouch® Select Plus Flex™, está diseñado para la medición cuantitativa de glucosa (azúcar) en muestras de sangre capilar entera de reciente extracción de la punta de los dedos.
Principio de Operación:	Reacción electroquímica utilizando la enzima glucosa oxidasa
Muestra:	Sangre capilar entera
Estuche:	Estuche con velcro para cinturón y clip para colocar monitor
Tiempo para la muestra:	5 segundos
Volumen de muestra:	1 microlitro
Descripción:	El medidor OneTouch® Select Plus Flex™ es un dispositivo de automonitoreo, de diagnóstico, operado por baterías, que se usa en conjunto con las tiras reactivas OneTouch® Select® Plus para la medición de la concentración de glucosa en sangre total capilar fresca.
Presentaciones medidor de glucosa OneTouch® Select Plus Flex™:	Envase primario: Bolsa de plástico Envase secundario: Caja de cartón
Capacidad de memoria:	500 mediciones
Unidad de medida:	mg/dL
Luz:	No
Botones:	Sí
Menú:	Sí
Display de resultados:	Pantalla de cristal líquido / Un resultado a la vez que ocupa toda la pantalla
Idiomas:	Español
Rango de Hematocrito:	30-55%
Rango de Temperatura:	6-44 °C
Rango de Medición:	20 - 600 mg/dl

0063E2016 SSA



MEDIDAS:

Tamaño: Ancho pieza: **9.8 cm**
 Longitud pieza: **7.6 cm**
 Alto pieza: **16.3 cm**

Peso: **0.230 kg**

UPC:



PALLET:

Piezas por Caja o Corrugado: **4**
 Cajas por nivel de pallet: **30**
 No. de niveles: **7**
 Piezas por pallet: **840**



Código SAP Lifescan: 02342502
 EAN 13: 4030841007087
 Registro Sanitario COFEPRIS 0063E2016 SSA.
 Vigencia: 14 de enero 2021.