

# ONETOUCH<sup>®</sup>

## Delica<sup>®</sup>



0177C2015 SSA



**LÍNEA ONETOUCH<sup>®</sup>**

**01800 5433 557**  
**01800 5433 558**



# OneTouch® Delica® Especificaciones de las lancetas

# ONETOUCH® Delica®

Uso:	Las lancetas OneTouch Delica®, permiten la punción para toma de muestra de sangre capilar, utilizadas en conjunto con el dispositivo de punción OneTouch Delica®.
Empaque:	Caja x 100 unidades
Embalaje:	Por unidad
Descripción:	La lanceta es un producto estéril, la aguja de la lanceta está formada por acero inoxidable SUS 304, insertada en un cuerpo protector de polietileno de baja densidad PE LD (LJ809A), con una tapa de torsión sobrepuesta en la aguja que se retira al momento de ingresar la lanceta en el dispositivo de punción. Las lancetas se presentan en 30G (color gris claro). El soporte de la lanceta evita movimientos durante la punción por su apretado ajuste de manga y de orientación, la lanceta se mantiene estable durante el soporte por medio de dos clips y dos anillos de orientación que proporcionan estabilidad en todo el proceso de punción y lo cual evita que se tambalee por sus extremos los cuales encajan perfectamente en las ranuras correspondientes en el soporte de la lanceta.

Sistema de punción  
OneTouch Delica®:



Características:

- Sistema de control Advanced Glide.
- Proporciona control de la precisión en la orientación para un **movimiento lineal**.
- **Vibración controlada** para una punción suave y precisa.
- Control de eyección para facilitar la **retirada segura** de las lancetas.
- **7 niveles** de profundidad para la punción.

### MEDIDAS:

Tamaño: Ancho pieza: **5 cm**  
Longitud pieza: **5.8 cm**  
Alto pieza: **9.8 cm**

Peso: **0.03 kg**

### PALLET:

Piezas por Caja o  
Corrugado: **120**  
Cajas por nivel de pallet: **5**  
No. de niveles: **4**  
Piezas por pallet: **2400**

### UPC:



0177C2015 SSA

Código SAP Lifescan: 02292401  
EAN 13: 353885009898  
Registro Sanitario COFEPRIS 0177C2015 SSA.  
Vigencia: 09 de enero 2020.

