


ONETOUCH[®] Ultra[®]2



1409E2007 SSA

SSA 123300202C5053

Mucho más que una simple medición

Consulta a tu médico y lee las instrucciones de uso

www.onetouchla.com

Síguenos en [f/OneTouch® Diabetes Latinoamerica](#)

Línea de atención sin costo OneTouch[®]

01 800 5433 557/8

ESPECIFICACIONES MEDIDOR ONETOUCH® ULTRA® 2

ONETOUCH®
Ultra²

Uso	Medición de glucosa capilar para monitorear el control de la diabetes
Principio de Operación	Reacción electroquímica utilizando la enzima glucosa oxidasa
Muestra	Sangre capilar entera
Estuche	Estuche con velcro para cinturón y clip para colocar monitor
Tiempo para la muestra	5 segundos
Volumen de muestra	1 microlitro
Componentes	Medidor de Glucosa OneTouch® Ultra® 2 / 10 tiras reactivas OneTouch® Ultra® / 10 lancetas estériles UltraSoft™ / Solución control / Dispositivo de Punción / Caplet especial para punción en palma y antebrazo / Estuche / Guía educativa Diabetes Paso a Paso
Capacidad de Memoria	500 mediciones
Unidad de medida	mg/dl
Luz	Si
Botones	3 botones (arriba, abajo y OK)
Menú	Menú / Menú principal / Textos descriptivos / Mensajes de Error que incluyen descripción del error cometido
Display de resultados	Pantalla de cristal líquido / Un resultado a la vez que ocupa toda la pantalla / Opción de ver resultados en forma de lista
Promedios	Promedios de 7, 14 y 30 días general / Promedios de 7, 14 y 30 días antes de comer / Promedios de 7, 14 y 30 días después de comer
Idiomas	Español, inglés y portugués
Rango de Hematocrito	30-55%
Rango de Temperatura	6-44 °C
Rango de Medición	20 - 600 mg/dl
Comentarios	11 comentarios predeterminados



Medidor OneTouch® Ultra® 2

UPC



PALLET

Productos individuales por corrugado	4
Corrugados por cama	18
Cajas por cama en un pallet o tarima	72
Camas en un pallet o tarima	6

