

ONETOUCH[®] UltraMini[®]

0303E2009 SSA



0303E2009 SSA



0303E2009 SSA



SSA 123300202C5053

Cambia el color de tu vida

Consulta a tu médico y lee las instrucciones de uso

www.onetouchla.com

Síguenos en [f/OneTouch® Diabetes Latinoamérica](#)

Línea de atención sin costo OneTouch[®]

01 800 5433 557/8

ESPECIFICACIONES MEDIDOR ONETOUCH® ULTRAMINI®

ONETOUCH®
UltraMini®

Uso	Medición de glucosa capilar para monitorear el control de la diabetes
Principio de Operación	Reacción electroquímica utilizando la enzima glucosa oxidasa
Muestra	Sangre capilar entera
Estuche	Estuche con velcro para cinturón y clip para colocar monitor
Tiempo para la muestra	5 segundos
Volumen de muestra	1 microlitro
Componentes	Medidor de Glucosa OneTouch® UltraMini® / Dispositivo de Punción / Caplet especial para punción en palma y antebrazo / Estuche / Guía educativa Diabetes Paso a Paso / 10 tiras reactivas OneTouch® Ultra® / 10 lancetas estériles UltraSoft™
Capacidad de Memoria	500 mediciones
Unidad de medida	mg/dl
Luz	No
Botones	2 botones (arriba y abajo)
Menú	Mensajes de Error
Opciones de Menú	Hora y fecha / Diferenciación entre solución control y sangre
Display de resultados	Pantalla de cristal líquido / Un resultado a la vez que ocupa toda la pantalla
Idiomas	Español
Rango de Hematocrito	30-55%
Rango de Temperatura	6-44 °C
Rango de Medición	20 - 600 mg/dl



OneTouch® UltraMini® Plata



OneTouch® UltraMini® Rosa



OneTouch® UltraMini® Verde

UPC



PALLET

Productos individuales por corrugado	4
Corrugados por cama	18
Cajas por cama en un pallet o tarima	72
Camas en un pallet o tarima	6

