

# LANCETAS

# ONETOUCH<sup>®</sup>

## UltraSoft<sup>™</sup>



SSA 123300202C5053

## Delicadas con tus dedos

Consulta a tu médico y lee las instrucciones de uso

[www.onetouchla.com](http://www.onetouchla.com)

Síguenos en [f/OneTouch® Diabetes Latinoamerica](#)

Línea de atención sin costo OneTouch<sup>®</sup>

**01 800 5433 557/8**

## INDICACIONES DE USO

Diseñada para dar un solo pinchazo en la piel para muestra de sangre de vaso capilar.

## DESCRIPCIÓN

La lanceta es un dispositivo estéril, de uso único. Es una cánula de acero inoxidable con una punta biselada albergada totalmente en un protector de plástico hasta ser utilizada (Lanceta con tapa de torsión protectora puesta) diseñada para ser usada con otros dispositivos de muestra de sangre.

La lanceta está hecha de cánula de acero inoxidable de alto grado médico (SUS304) montada dentro de una envoltura de polietileno. Las unidades montadas miden aproximadamente 32mm (L) X 6 MM (A) x 6-9 mm (H). Diámetro de la cánula: Lancetas UltraSoft™ Medida 28 (0.40 Max. (0.015)mm).

## PRESENTACIONES

Caja de cartón con 25 y 100 lancetas en caja de cartón.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Duración	<b>Desechable, de uso único.</b>
Material	Cánula de acero inoxidable con punta biselada albergada totalmente en un protector de plástico hasta ser utilizada (Lanceta con tapa de torsión protectora).
Medidas	Las unidades montadas miden 32 mm de largo por 6 mm de ancho por 6-9 mm de profundidad. El diámetro de la cánula medida 28 (.40 max -0.015 mm.)



Lancetas OneTouch®  
UltraSoft™ C/ 100

UPC




Lancetas OneTouch®  
UltraSoft™ C/ 25

UPC




## PALLET

Productos individuales por corrugado	<b>240</b>
Corrugados por cama	<b>10</b>
Cajas por cama en un pallet o tarima	<b>2400</b>
Camas en un pallet o tarima	<b>3</b>



**25 Lancetas**

**100 Lancetas**



## DISPOSITIVOS DE PUNCIÓN



• ONETOUCH® ULTRASOFT™ para OneTouch® Ultra 2



• ONETOUCH® ULTRASOFT™ para OneTouch® UltraMini® y OneTouch® SelectSimple™

## LANCETA ESTÉRIL ONETOUCH® ULTRASOFT™

