


Sistemas de Acceso Venoso Central de Arrow



La línea más completa
de catéteres para
una flexibilidad
inigualada
en el tratamiento.

El nombre más respetado en acceso venoso central. Por diseño.

Arrow International ofrece la línea más amplia de catéteres en la industria. Ofrecemos más medidas, más tamaños, más longitudes, mayor variedad de flujos y los kits y sets más completos para los clínicos que cualquier otra compañía de catéteres.



De hecho, Arrow fue pionera en el kit completo de catéteres. Hoy, los kits de Arrow siguen siendo el patrón de referencia de la industria por su diseño y conveniencia.

Otras innovaciones exclusivas, como nuestra superficie antimicrobiana patentada ARROWgard®, Blue FlexTip®, y la jeringa Raulerson de Arrow® explican por qué nuestros catéteres son la primera elección para innumerables profesionales de la salud en el mundo entero.

Por encima de todo esto, ofrecemos productos con una calidad insuperable... algo que puede sentir cada vez que coloca un catéter de Arrow.

Alrededor del hospital y alrededor del mundo, Arrow continua siendo el nombre en el que más se confía en acceso venoso central. Preferido por millones. Rendimiento probado. Impulsado por la Innovación™.

Menor daño interno, irritación y reducción del riesgo de perforación

- La característica de la mayoría de los catéteres Arrow es la punta Arrow Blue FlexTip, punta integrada en el catéter que es más flexible que el cuerpo del catéter. Permanece abierta aunque se deflacta en caso de contacto con la pared del vaso.



Arrow Blue FlexTip®

Excelentes características de inserción

- El material Tromborresistente de poliuretano se ablanda *in situ*.

Menor trauma

- La jeringa introductora Raulerson de Arrow® tiene un émbolo/barril hueco que contiene un sistema patentado de válvulas. Esto permite colocar una guía directamente en la luz del vaso a través de la jeringa de manera que hay menos trauma, menos riesgo de exposición a la sangre y prácticamente sin posibilidad de embolismo gaseoso.

Colocaciones más eficientes

- Arrow Advancer™³ le ahorra tiempo y dinero ayudándole a mantener recta la punta en J de la guía e insertarla con una mano, avanzándola hasta la posición adecuada con el pulgar. O si prefiere utilizar un tubo para enderezarla, la parte azul translúcida del tubo enderezador del Arrow Advancer puede desconectarse del resto y usarse de manera independiente.



Arrow Advancer™



Posicionamientos más precisos

- Una guía con marcas de un centímetro (diámetros disponibles .025", .032" y .035") le permite conocer cuanto guía ha introducido y le ayuda a evitar entrar en el corazón. Y las marcas centimétricas del catéter le ayudan a determinar la profundidad de inserción.

Fiable y sencillo

- Líneas de extensión integrales transparentes con pinzas separables que le permiten mantener el catéter lejos de la zona de inserción, visualizar fácilmente la infusión y reducir el riesgo de embolismo gaseoso.



SharpsAway® Disposal Cup

Ayuda a prevenir accidentes

- SharpsAway® ofrece un método, simple aunque efectivo para eliminar objetos punzantes.

Mejora el confort del paciente

- Ejes de conexión moldeados y flexibles que mejoran el confort del paciente y facilitan su limpieza.




Jeringa Raulerson Arrow®

Conveniencia


- Todo lo que necesita en un procedimiento CVC está incluido en la completa línea de Arrow de sets y kit standard de CVC.

Componente sin látex para seguridad y tranquilidad del paciente


La selección más extensa de catéteres standard y con protección contra infecciones del líder en Cateterización Venosa Central.




Catéteres de Una Luz



Catéteres de Dos Luces




Catéteres de Tres Luces



Catéteres de Cuatro Luces



Catéteres Multi-Lumen
Pediátricos



Catéteres You-Bend™

- Arrow ofrece una amplia gama de catéteres venosos centrales para diferentes tallas de pacientes y sitios de inserción. Elegidos en todo el mundo por la administración simultánea de medicamentos, infusión de fluidos, muestras de sangre y monitorización venosa central — a través de una zona de acceso venoso central.
- Los catéteres están disponibles en diferentes longitudes, configuración de luces y diámetros desde 24 Ga. a 14 Fr. tanto en modelos standard como ARROWgard Blue®.

Los Catéteres Venosos Centrales ARROWgard Blue® son los únicos CVC con una década de efectividad antimicrobiana probada.

Reconocida por su cuerpo azul, la tecnología ARROWgard está disponible en diferentes tamaños.

- Los CVCs ARROWgard Blue® presentan un recubrimiento resistente a la colonización que molecularmente une dos agentes, clorhexidina (un antiséptico muy conocido) y sulfadiazina de plata, sobre el catéter de poliuretano a lo largo de toda la superficie del catéter.
- Reduce la incidencia de bacteriemia relacionada con CVC hasta un 80%.⁵

Acción antimicrobiana probada contra los mayores patógenos nosocomiales relacionados con catéteres.⁴

Tiempo de permanencia más largo y más seguro.

- Un estudio clínico ha mostrado un considerable aumento del período seguro con los catéteres ARROWgard Blue® comparado con catéteres de control.⁵
- No se han encontrado niveles tóxicos de agentes antimicrobianos en el uso de los catéteres ARROWgard Blue®.

Virtualmente elimina el problema de la resistencia.

Costes sanitarios menores mediante la reducción del tiempo de estancia en el hospital.

Beneficios reales. Características revolucionarias. Mayores opciones.

Efectos en la reducción de costes de ARROWgard Blue®*

Multi-Lumen CVCs al año	Coste de infección	Coste de infección con ARROWgard Blue®**	Ahorro Total
500	\$580,000	\$116,000	\$464,000
1,000	1,160,000	232,000	928,000
2,000	2,320,000	464,000	1,856,000
5,000	5,800,000	1,160,000	4,640,000

* Asumiendo un 4% de infección (6 infecciones cada 1000 catéteres día).

** Asumiendo un 80% de reducción en infecciones.

AGB⁺

Ahora con Protección Antimicrobiana tanto dentro como fuera.

La confianza en la calidad de Arrow MAS nuevos beneficios para mayor protección.




Cateteres ARROWgard Blue PLUS®

Ayuda a prevenir las infecciones relacionadas con catéteres

- Todas las vías internas de fluidos están protegidas incluidas las líneas de extensión del catéter y los ejes de conexión.
- La superficie externa tiene ahora una actividad antimicrobiana de mayor duración.
- Los catéteres AGB⁺ utilizan antisépticos probados, clorhexidina, acetato de clorhexidina y sulfadiazina de plata como agentes antimicrobianos.


Identificación del producto rápida y fácil

- El símbolo AGB⁺ identifica la línea de producto ARROWgard Blue PLUS®
- Los gráficos del etiquetado son fáciles de reconocer – incluso apilados en la estantería.
- El eje del catéter es de color azul y muestra el símbolo AGB⁺



Asumiendo 80% de reducción en las infecciones relacionadas con catéteres

MAC™ *La mayor versatilidad del catéter de Acceso Multi-Lumen de Arrow (MAC™) proporciona una ventaja sobre otros dispositivos de acceso venoso*



Cateter MAC™ de Arrow

El MAC™ de Arrow ofrece flujos mayores mientras se realiza una monitorización hemodinámica.

- Combina el alto flujo con la capacidad de tener un catéter de termodilución (TD) in situ para monitorización hemodinámica.



Arrow Peel-away Contamination Guard

Diseñado para la máxima versatilidad.

- Tres Accesorios MAC™ Companion — catéteres de 1- luz 2-luces y 3-luces — permiten expandir el acceso venoso central vía una única zona de inserción.
- Transición rápida y conveniente desde la infusión a la capacidad de monitorización o viceversa.



MAC™ y MAC™ Compañión de 2 luces ensamblados


SHARPS SAFETY FEATURES

Arrow proporciona soluciones innovadoras contra las heridas por punción...

...incrementando el margen de seguridad con los mínimos cambios.

La grapadora de Arrow⁶ proporciona un ahorro, alternativo y seguro a la sutura.

- Simplemente tense la piel y presione.
- Una opción rápida y limpia para asegurar catéteres.



Grapadora de Arrow.

El receptáculo SharpsAway II™ de Arrow⁷ ofrece una forma fácil y segura de mover las agujas usadas de un procedimiento al contenedor.

- El receptáculo rojo y pequeño asegura y protege las agujas clavadas dentro.
- Con las agujas protegidas, el SharpsAway II™ puede eliminarse en los contenedores mayores del hospital para su destrucción final.



Receptáculo de eliminación Arrow SharpsAway II™.

Escalpelos Protegidos añaden seguridad y facilidad de uso.

- La hoja se retrae fácilmente en el mango del escalpelo después de hacer la incisión en la piel.
- Protege contra las heridas accidentales.
- De colores brillantes para identificarlo fácilmente.



Escalpelos protegidos.

Los CDC de Arrow y los Super Kits también contienen ARROWgard Blue PLUS®, Chloraprep® One-Step y grandes tallas quirúrgicas fenestradas.

- Ayuda a prevenir las infecciones relacionadas con catéteres incluyendo la nueva tecnología ARROWgard Blue PLUS® con protección antimicrobiana tanto interna como externa.
- Chloraprep® One-Step alcanza las recomendaciones CDC/CIA para la preparación rápida y persistente de la piel en el sitio de inserción.
- Paño estéril de 41" x 55" de ancho que aumenta la barrera de protección.
- Ayuda a reducir las heridas cortopunzantes incluyendo todos los componentes de Seguridad de Arrow.

Guía de referencia rápida de Productos de Cateterización de Arrow

Producto No.	Medidas del Catéter	No. de Luces	Sección Calibre*	Guía	Medicación	Sutura	Arrow® Jeringa Raulerson	Dilatador Vascular	Unidades/ Caja	CE
Kits de Cateterización Multi-Lumen										
AK-12123-F	12 Fr. x 6" Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12123-H	12 Fr. x 6" Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12402	4 Fr. x 2" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-12702	7 Fr. x 6" Poliuretano	2	H-18, 14	.025" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12702-SP	7 Fr. x 6" Poliuretano	2	H-18, 14	.025" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12702-CDC	7 Fr. x 6" Poliuretano	2	H-18, 14	.025" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12703	7 Fr. x 6" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12703-B	7 Fr. x 6" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12703-CDC	7 Fr. x 6" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12703-SP	7 Fr. x 6" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12802	8 Fr. x 6" Poliuretano	2	A-14, 14	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12802-SP	8 Fr. x 6" Poliuretano	2	A-14, 14	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-14402	4 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-14412	4 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST		St. Silk		X	5	N
AK-14502	5 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	A-18, 20	.021" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-14553	5.5 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-14703	7 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-14703-A	7 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-14703-H	7 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-14703-SP	7 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-15123-F	12 Fr. x 8" Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15123-H	12 Fr. x 8" Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15402	4 Fr. x 3-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-15553	5.5 Fr. x 3-1/8" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-15703	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-15703-A	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15703-ACDC	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15703-ASP	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15703-B	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15703-BCDC	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15703-BSP	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15703-CDC	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-15703-H	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15703-SP	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-15802	8 Fr. x 8" Poliuretano	2	A-14, 14	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-16402	4 Fr. x 12" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-16553	5.5 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-16702	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	B-16, 16	.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-16702-CDC	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	B-16, 16	.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-17702	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	D-14, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-17702-CDC	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	D-14, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-17702-SP	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	D-14, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
BH-12702	7 Fr. x 6" Poliuretano	2	D-14, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	10	N
CK-03000-B	7 Fr. x 6" Poliuretano	2	B-16, 16	.032" 'J'/SST		St. Silk		X	5	Y
NR-12703	7 Fr. x 6" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
YN-15703	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Nylon		X	5	N

Códigos de la guía: SST = Punta blanda recta
'J' = Punta blanda en 'J'
M = Marcada

Códigos de Sutura: St. Silk = Aguja recta, Seda trenzada
St. Nylon = Aguja recta,
Nylon monofilamento

Kits completos: contienen todas las agujas necesarias, jeringas, paños, etc. para la realización de procedimientos de cateterización.

Sets: solo contienen los elementos clave.

* Hace referencia al Diagrama de Sección de la página 11.

Producto No.	Medidas del Catéter	No. de Luces	Sección Calibre*	Guía	Medicación	Sutura	Arrow® Jeringa Raulerson	Dilatador Vascular	Unidades/ Caja	CE 023
Set de Cateterización Multi-Lumen										
CS-12123-E	12 Fr. x 6" Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" 'J'/SST				X	5	Y
CS-12123-F	12 Fr. x 6" Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-12402	4 Fr. x 2" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-12702-E	7 Fr. x 6" Poliuretano	2	D-14, 18	.025" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-12703	7 Fr. x 6" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST				X	5	Y
CS-12703-E	7 Fr. x 6" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-12802	8 Fr. x 6" Poliuretano	2	A-14, 14	.032" 'J'/SST				X	5	Y
CS-14402	4 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-14502	5 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	A-18, 20	.021" 'J'/SST				X	5	Y
CS-14553	5.5 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-14703	7 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST				X	5	Y
CS-14703-E	7 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-14703-H	7 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST				X	5	N
CS-14854-E	8.5 Fr. x 12" Poliuretano	4	G-14, 18, 16, 18	.032" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-15123-E	12 Fr. x 8" Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-15123-F	12 Fr. x 8" Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-15402-E	4 Fr. x 3-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-15553-E	5.5 Fr. x 3-1/8" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-15703	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST				X	5	Y
CS-15703-E	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-15703-H	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST				X	5	N
CS-15802-E	8 Fr. x 8" Poliuretano	2	A-14, 14	.032" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-15854-E	8.5 Fr. x 8" Poliuretano	4	G-14, 18, 16, 18	.032" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-16123-F	12 Fr. x 10" Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-16402	4 Fr. x 12" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-16553-E	5.5 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-16702	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	B-16, 16	.032" 'J'/SST				X	5	Y
CS-16702-E	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	B-16, 16	.032" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-17702	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	D-14, 18	.032" 'J'/SST				X	5	Y
CS-17702-E	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	D-14, 18	.032" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-17752	7 Fr. x 24" Poliuretano	2	D-14, 18	.032" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-18702	7 Fr. x 16" Poliuretano	2	B-16, 16	.032" 'J'/SST				X	5	Y
ES-14402	4 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" SST/SST				X	5	Y
ES-14702	7 Fr. x 12" Poliuretano	2	B-16, 16	.032" 'J'/SST				X	5	Y

Códigos de la guía:

SST = Punta blanda recta
'J' = Punta blanda en 'J'
M = Marcada

Códigos de Sutura:

St. Silk = Aguja recta, seda trenzada
St. Nylon = Aguja recta,
Nylon monofilamento

Kits completos: contienen todas las agujas necesarias, jeringas, paños, etc.
para la realización de procedimientos de cateterización.
Sets: sólo contienen los elementos clave.

* Hace referencia al diagrama de sección de la página 11.

Guía de referencia rápida de Productos de Cateterización de Arrow

Producto No.	Medidas del Catéter	No. de Luces	Sección Calibre*	Guía	Medicación	Sutura	Arrow® Jeringa Raulerson	Dilatador Vascular	Unidades/ Caja	CE 0173
Cateteres Multi-Lumen										
ES-18703	7 Fr. x 16" Poliuretano	3	E-16, 18, 18						5	Y
HO-14702	7 Fr. x 12" Poliuretano	2	B-16, 16						5	Y
HO-14703	7 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-16, 18, 18						5	Y
MC-12123	12 Fr. x 6" Poliuretano	3	F-12, 12, 16						5	Y
MC-12702	7 Fr. x 6" Poliuretano	2	D-14, 18						5	Y
MC-12703	7 Fr. x 6" Poliuretano	3	E-16, 18, 18						5	Y
MC-14703	7 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-16, 18, 18						5	Y
MC-15123	12 Fr. x 8" Poliuretano	3	F-12, 12, 16						5	Y
MC-15703	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18						5	Y
MC-16702	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	B-16, 16						5	Y
MC-17702	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	D-14, 18						5	Y

Kits de Cateterización Multi-Lumen ARROWgard Blue®

AK-22123	12 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-22123-F	12 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-22123-SK	12 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-22502	5 Fr. x 2" Antimicrobiano/Poliuretano	2	A-18, 20	.021" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-22702	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	2	H-18, 14	.025" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-22703	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-22802	8 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	2	A-14, 14	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-22902-CDC	8 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	2	A-14, 14	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-22902-SK	8 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	2	A-14, 14	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-22854	8.5 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	4	G-14, 18, 16, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-22854-SK	8.5 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	4	G-14, 18, 16, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-24402	4 Fr. x 5-1/8" Antimicrobiano/Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-24703	7 Fr. x 12" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-24703-A	7 Fr. x 12" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-24703-B	7 Fr. x 12" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-24703-ASK	7 Fr. x 12" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-24703-SK	7 Fr. x 12" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-24854	8.5 Fr. x 12" Antimicrobiano/Poliuretano	4	G-14, 18, 16, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-25123	12 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-25123-F	12 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-25502	5 Fr. x 3-1/8" Antimicrobiano/Poliuretano	2	A-18, 20	.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-25703	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-25703-A	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-25703-B	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-25802	8 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	2	A-14, 14	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-25802-SK	8 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	2	A-14, 14	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-25854	8.5 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	4	G-14, 18, 16, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-25854-SK	8.5 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	4	G-14, 18, 16, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-26702	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	2	B-16, 16	.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-27702	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	2	D-14, 18	.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N

Códigos de la guía:
SST = Punta blanda recta
'J' = Punta blanda en 'J'
M = Marcada

Códigos de Sutura:
St. Silk = Aguja recta, Seda trenzada
St. Nylon = Aguja recta,
Nylon monofilamento

Kits completos: contienen todas las agujas necesarias, jeringas, paños, etc. para la realización de procedimientos de cateterización.
Sets: solo contienen los elementos clave.

* Hace referencia al Diagrama de Sección de la página 11.

Producto No.	Medidas del Catéter	No. de Luces	Sección Calibre*	Guía	Medicación	Sutura	Arrow® Jeringa Raulerson	Dilatador Vascular	Unidades/ Caja	CE
Kits de Cateterización Multi-Lumen ARROWgard Blue® (continuación)										
AK-35703-A	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-35703-B	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
NR-22703	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.035" *J/SST	X	St. Silk		X	5	N
NR-22802-B	8 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	2	A-14, 14	.025" *J/SST	X	St. Silk		X	5	N
NR-25854	8.5 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	4	G-14, 18, 16, 18	.032" *J/SST	X	St. Silk		X	5	N

Sets de Cateterización Multi-Lumen ARROWgard Blue®

CS-22123-F	12 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" *J/SST			X	X	5	Y
CS-22502	5 Fr. x 2" Antimicrobiano/Poliuretano	2	A-18, 20	.021" *J/SST				X	5	Y
CS-24402	4 Fr. x 5-1/8" Antimicrobiano/Poliuretano	2	A-18, 20	.018" *J/SST				X	5	Y
CS-24703-E	7 Fr. x 12" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" *J/SST			X	X	5	Y
CS-25123-E	12 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" *J/SST			X	X	5	Y
CS-25123-F	12 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" *J/SST			X	X	5	Y
CS-25502	5 Fr. x 3-1/8" Antimicrobiano/Poliuretano	2	A-18, 20	.021" *J/SST				X	5	Y
CS-25802-E	8 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	2	B-14, 14	.032" *J/SST			X	X	5	Y
CS-25854-E	8.5 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	4	G-14, 18, 16, 18	.032" *J/SST			X	X	5	Y
CS-28702	7 Fr. x 14" Antimicrobiano/Poliuretano	2	B-16, 16	.035" *J/SST				X	5	Y

Kits de Cateterización Multi-Lumen AGB+® ARROWgard Blue PLUS®

AK-42702	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	2	H-18, 14	.025" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-42702-CDC	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	2	H-18, 14	.025" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-42702-SK	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	2	H-18, 14	.025" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-42703	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-42703-C	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-42703-SK	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-42703-AX	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" *J/SST	X	None	X	X	5	N
AK-42703-CDC	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-42703-BSK	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45703	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" *J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-45703-A	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45703-ASK	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45703-AX	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45703-B	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45703-BSK	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45703-BX	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45703-C	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" *J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-45703-AC	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45703-AVC	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45703-BC	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45703-CDC	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" *J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-45703-ACDC	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45703-BCDC	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45703-SK	7 Fr. x 12" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-46702-CDC	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	2	B-16, 16	.025" *J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-46702	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	2	B-16, 16	.032" *J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-46702-SK	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	2	B-16, 16	.032" *J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-47702	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	2	D-14, 18	.032" *J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-47702-SK	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	2	D-14, 18	.032" *J/SST	X	St. Silk		X	5	N

Sets de Cateterización Multi-Lumen AGB+® ARROWgard Blue PLUS®

CS-22702-E	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	2	D-14, 18	.032" *J/SST			X	X	5	Y**
CS-22703-E	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" *J/SST			X	X	5	Y**
CS-25703-E	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" *J/SST			X	X	5	Y**
CS-26702-E	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	2	B-16, 16	.032" *J/SST			X	X	5	Y**
CS-27702-E	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	2	D-14, 18	.032" *J/SST			X	X	5	Y**
CS-45703-E	7 Fr. x 8" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" *J/SST	X	St. Silk	X	X	5	Y**

Códigos de la guía: SST = Punta blanda recta
J' = Punta blanda en 'J'
M = Marcada

Códigos de Sutura:

St. Silk = Aguja recta, Seda trenzada
St. Nylon = Aguja recta,
Nylon monofilamento

Kits completos: contienen todas las agujas necesarias, jeringas, paños, etc.
para la realización de procedimientos de cateterización.
Sets: solo contienen los elementos clave.

* Hace referencia al Diagrama de Sección de la página 11. ** Marcado CE w/AGB+® pendiente.

Guía de referencia rápida de Productos de Cateterización de Arrow

No. Producto	Medidas del Catéter	No. de Luces	Sección Calibre*	Guía	Medicación	Sutura	Arrow® Jeringa Raulerson	Dilatador Vascular	Unidades/Caja	CE
Kits de Cateterización Venosa Central ARROWgard Blue®										
AK-24301	16 Ga. x 8" Antimicrobial/Polyurethane			.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	10	N
AK-24301-SK	16 Ga. x 8" Antimicrobial/Polyurethane			.032" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	10	N
AK-24306	16 Ga. x 6" Antimicrobial/Polyurethane			.025" 'J'/SST	X	St. Silk		X	10	N
Sets de Cateterización Venosa Central ARROWgard Blue®										
CS-24301-E	16 Ga. x 8" Antimicrobial/Polyurethane			.032" 'J'/SST			X	X	10	Y
CS-24306-E	16 Ga. x 6" Antimicrobial/Polyurethane			.032" 'J'/SST			X	X	10	Y
CS-24701-E	14 Ga. x 8" Antimicrobial/Polyurethane			.032" 'J'/SST			X	X	10	Y
CS-24706-E	14 Ga. x 6" Antimicrobial/Polyurethane			.025" 'J'/SST			X	X	10	Y
Kits de Cateterización para Hemodiálisis de dos luces ARROWgard Blue®										
AK-22122	12 Fr. x 6" Antimicrobial/Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-22122-F	12 Fr. x 6" Antimicrobial/Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-25122	12 Fr. x 8" Antimicrobial/Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-25122-F	12 Fr. x 8" Antimicrobial/Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M	X	St. Silk	X	X	5	N
Sets de Cateterización para Hemodiálisis de dos luces ARROWgard Blue®										
CS-22122-F	12 Fr. x 6" Antimicrobial/Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M		St. Silk	X	X	5	Y
CS-25122-F	12 Fr. x 8" Antimicrobial/Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M		St. Silk	X	X	5	Y
CS-26122-F	12 Fr. x 10" Antimicrobial/Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M		St. Silk	X	X	5	Y
Catéteres de Hemodiálisis de dos luces ARROWgard Blue®										
MC-22122-F	12 Fr. x 6" Antimicrobial/Polyurethane	2	A-12, 12						5	Y
MC-25122-F	12 Fr. x 8" Antimicrobial/Polyurethane	2	A-12, 12						5	Y
Kits de Cateterización ARROWgard Blue® You-Bend™										
AU-22122-F	12 Fr. x 6" Antimicrobial/Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M	X	St. Silk	X	X	5	N
AU-23122-F	12 Fr. x 5-1/8" Antimicrobial/Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M	X	St. Silk	X	X	5	N
AU-25122-F	12 Fr. x 8" Antimicrobial/Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M	X	St. Silk	X	X	5	N
Sets de Cateterización ARROWgard Blue® You-Bend™										
CU-22122-F	12 Fr. x 6" Antimicrobial/Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M			X	X	5	Y
CU-23122-F	12 Fr. x 5-1/8" Antimicrobial/Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M			X	X	5	Y
CU-25122-F	12 Fr. x 8" Antimicrobial/Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M			X	X	5	Y
Kits Pediátricos de Cateterización Multi-Lumen ARROWgard Blue®										
AK-22502	5 Fr. x 2" Antimicrobial/Polyurethane	2	B-18, 20	.021" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-25402	4 Fr. x 5-1/8" Antimicrobial/Polyurethane	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-25502	5 Fr. x 3-1/8" Antimicrobial/Polyurethane	2	B-18, 20	.021" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-25553	5.5 Fr. x 3-1/8" Antimicrobial/Polyurethane	3	E-20, 22, 22	.018" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-26553	5.5 Fr. x 5-1/8" Antimicrobial/Polyurethane	3	E-20, 22, 22	.018" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
Kits Pediátricos de Cateterización Multi-Lumen ARROWgard Blue®										
CS-22502	5 Fr. x 2" Antimicrobial/Polyurethane	2	A-18, 20	.021" 'J'/SST				X	5	Y
CS-24402	4 Fr. x 5-1/8" Antimicrobial/Polyurethane	2	A-18, 20	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-25502	5 Fr. x 3-1/8" Antimicrobial/Polyurethane	2	A-18, 20	.021" 'J'/SST				X	5	Y



No. Producto	Medidas del Catéter	No. de Luces	Sección Calibre*	Guía	Medicación	Sutura	Arrow® Jeringa Raulerson	Dilatador Vascular	Unidades/ Caja	CE 977
Kits de Cateterización Venosa Central										
AK-04050	16 Ga. x 6"			.032" SST/SST				X	20	Y
AK-04150-E	20 Ga. x 5"			.025" 'J'/SST				X	10	Y
AK-04200	16 Ga. x 8"			.032" 'J'/SST		St. Silk		X	10	N
AK-04210	16 Ga. x 8"			.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	10	N
AK-04211	16 Ga. x 8"			.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	10	N
AK-04212	16 Ga. x 8"			.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	10	N
AK-04225	16 Ga. x 8"			.025" 'J'/SST	X	St. Silk		X	10	N
AK-04250	16 Ga. x 35"			.032" 'J'/SST	X			X	10	N
AK-04300	16 Ga. x 8"			.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	10	N
AK-04301	16 Ga. x 8"			.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	10	N
AK-04301-SP	16 Ga. x 8"			.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	10	N
AK-04306	16 Ga. x 6"			.032" 'J'/SST	X	St. Nylon		X	10	N
AK-04306-SP	16 Ga. x 6"			.032" 'J'/SST	X	St. Nylon		X	10	N
AK-04400	16 Ga. x 12"			.032" 'J'/SST		St. Silk		X	10	N
AK-04522	22 Ga. x 4"			.021" 'J'/SST		St. Silk		X	10	N
AK-04550	20 Ga. x 5"			.025" 'J'/SST	X	St. Silk		X	10	N
AK-04650-E	24 Ga. x 3-1/2"			.018" 'J'/SST					10	Y
AK-04660	24 Ga. x 5"			.018" 'J'/SST					10	Y
AK-04700	14 Ga. x 8"			.032" 'J'/SST		St. Silk		X	10	N
AK-04800	16 Ga. x 6"			.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	10	N
AK-04825	16 Ga. x 6"			.025" 'J'/SST		St. Silk	X	X	10	Y
CK-04711	14 Ga. x 6"			.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	10	N
SL-04710	14 Ga. x 8"			.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	10	N

Sets de Cateterización Venosa Central

CS-04225	16 Ga. x 8"			.025" 'J'/SST				X	10	Y
CS-04300	16 Ga. x 8"			.032" 'J'/SST				X	10	Y
CS-04400	16 Ga. x 12"			.032" 'J'/SST				X	10	Y
CS-04700	14 Ga. x 8"			.032" 'J'/SST				X	10	Y
CS-04701	14 Ga. x 8"			.032" 'J'/SST				X	10	Y
ES-04150	20 Ga. x 5"			.025" 'J'/SST				X	10	Y
ES-04218	18 Ga. x 8"			.025" 'J'/SST				X	10	Y
ES-04300	16 Ga. x 8"			.032" 'J'/SST				X	10	Y
ES-04301	16 Ga. x 8"			.032" 'J'/SST			X	X	10	Y
ES-04301-P	16 Ga. x 8"			.032" 'J'/SST			X	X	10	Y
ES-04306	16 Ga. x 6"			.032" 'J'/SST			X	X	10	Y
ES-04400	16 Ga. x 12"			.032" 'J'/SST				X	10	Y

Códigos de la guía:

SST = Punta blanda recta
'J' = Punta blanda en 'J'
M = Marcada

* Hace referencia al Diagrama de Sección de la página 11.
** No se vende en los Estados Unidos.

Códigos de Sutura:

St. Silk = Aguja recta, Seda trenzada
St. Nylon = Aguja recta,
Nylon monofilamento

Kits completos: contienen todas las agujas necesarias, jeringas, paños, etc. para la realización de procedimientos de cateterización.
Sets: solo contienen los elementos clave.

No. Producto	Medidas del Catéter	No. de Luces	Sección Calibre*	Guía	Medicación	Sutura	Arrow® Jeringa Raulerson	Dilatador Vascular	Unidades/Caja	CE
Sets de Cateterización Venosa Central (continuación)										
ES-04522	22 Ga. x 4"			.021" SST/SST				X	10	Y
ES-04700	14 Ga. x 8"			.032" 'J'/SST				X	10	Y
ES-04701	14 Ga. x 8"			.032" 'J'/SST			X	X	10	Y
ES-04701-P	14 Ga. x 8"			.032" 'J'/SST			X	X	10	Y
ES-04706	14 Ga. x 6"			.032" 'J'/SST			X	X	10	Y
ES-04706-P	14 Ga. x 6"			.032" 'J'/SST			X	X	10	Y
ES-04730	14 Ga. x 12"			.032" 'J'/SST				X	10	Y

Catéteres Venosos Centrales

ID-04200	16 Ga. x 8"								25	Y
ID-04301	16 Ga. x 8"								25	Y
ID-04700	14 Ga. x 8"								25	Y

Catéteres de Acceso Multi-Lumen MAC™

AK-11142	14 Fr. x 4"	2	9 Fr., 12	.035" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	10	N
AK-11142-D	14 Fr. x 4"	2	9 Fr., 12	.035" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	10	N
AK-11142-SPC	14 Fr. x 4"	2	9 Fr., 12	.035" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	10	N
AK-21242-CDC	14 Fr. x 4.5"	2	9 Fr., 12	.035" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	10	N
AK-21142-SK	14 Fr. x 4"	2	9 Fr., 12	.035" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	10	N
AK-21242-X	14 Fr. x 4.5"	2	9 Fr., 12	.035" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	10	N
AK-21243-CDC*	14 Fr. x 4.5"	3	9 Fr., 14, 14	.035" 'J'/SST	X	St. Silk	X	X	10	N
CA-11142	14 Fr. x 4"	2	9 Fr., 12	.035" 'J'/SST		St. Silk	X	X	10	Y
SI-11142	14 Fr. x 4"	2	9 Fr., 12	.035" 'J'/SST		St. Silk	X	X	5	Y
SI-21142™	14 Fr. x 4"	2	9 Fr., 12	.035" 'J'/SST		St. Silk	X	X	5	Y

Productos Companion MAC™

ML-00701	7 Fr. Polyurethane	1							5	Y
ML-00702	7 Fr. Polyurethane	2	B-16, 16						5	Y
ML-00703	7 Fr. Polyurethane	3	E-16, 18, 18						5	Y
SC-14701	7 Fr. Polyurethane	1							25	Y

Kits de Cateterización para Hemodiálisis de dos luces

AK-12122-F	12 Fr. x 6" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12122-H	12 Fr. x 6" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15122-F	12 Fr. x 8" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15122-H	12 Fr. x 8" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M	X	St. Silk	X	X	5	N


Sets de Cateterización para Hemodiálisis de dos luces

CS-12122-E	12 Fr. x 6" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M			X	X	5	Y
CS-12122-F	12 Fr. x 6" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M			X	X	5	Y
CS-15122-E	12 Fr. x 8" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M			X	X	5	Y
CS-15122-F	12 Fr. x 8" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M			X	X	5	Y
CU-13122-F	12 Fr. x 8" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M			X	X	5	Y

Catéteres para Hemodiálisis de dos luces

MC-12122-F	12 Fr. x 6" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M			X	X	5	Y
MC-15122-F	12 Fr. x 8" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" 'J'/SST/M			X	X	5	Y

Diagrama de Sección



* Póngase en contacto con su distribuidor local de Arrow para obtener información sobre la disponibilidad de productos.

No. Producto	Medidas del Catéter	No. de Luces	Sección Calibre*	Guía	Medicación	Sutura	Arrow® Jeringa Raulerson	Dilatador Vascular	Unidades Caja	CE 013
Kits Pediátricos para Cateterización Multi-Lumen										
AK-12402	4 Fr. x 2" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-14402	4 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-14412	4 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST		St. Silk		X	5	N
AK-14502	5 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	A-18, 20	.021" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-14553	5.5 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-15402	4 Fr. x 3-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-15553	5.5 Fr. x 3-1/8" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-16402	4 Fr. x 12" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-16553	5.5 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
Sets Pediátricos para Cateterización Multi-Lumen										
CS-12402	4 Fr. x 2" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-14402	4 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-14502	5 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	A-18, 20	.021" 'J'/SST				X	5	Y
CS-14553	5.5 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-15402-E	4 Fr. x 3-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-15553-E	5.5 Fr. x 3-1/8" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-16402	4 Fr. x 12" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-16553-E	5.5 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
ES-14402	4 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" SST/SST				X	5	Y
Kits Pediátricos de Hemodiálisis para Cateterización de Dos Luces										
AK-11802-F	8 Fr. x 4" (11cm) Poliuretano	2	A-14, 14	.032" 'J'/SST	X	St. Silk		X	5	N
Kits Pediátricos para Cateterización Venosa Central										
AK-04150-E	20 Ga. x 5"			.025" 'J'/SST				X	10	N
AK-04550	20 Ga. x 5"			.025" 'J'/SST	X	St. Silk		X	10	N
AK-04650-E	24 Ga. x 3-1/2"			.018" 'J'/SST					10	Y
AK-04660	24 Ga. x 5"			.018" 'J'/SST					10	Y
Sets Pediátricos para Cateterización Venosa Central										
ES-04150	20 Ga. x 5"			.025" 'J'/SST				X	10	Y

Códigos de la guía: SST = Punta blanda recta
'J' = Punta blanda en 'J'
M = Marcada

Códigos de Sutura:

St. Silk = Aguja recta, Seda trenzada
St. Nylon = Aguja recta,
Nylon monofilamento

Kits completos: contienen todas las agujas necesarias, jeringas, paños, etc. para la realización de procedimientos de cateterización.
Sets: solo contienen los elementos clave.

* Hace referencia al Diagrama de Sección de la página 11.

¹ U.S. Patent Numbers 4,581,028 and 5,019,096.

² U.S. Patent Numbers 4,813,938 and 5,045,065.

Precaución: El color de la sangre aspirada no siempre es un buen indicador del acceso a la vena. Cuando use la jeringa Raulerson de Arrow, utilice la sonda de presión incluida para verificar el acceso a la vena a través de la onda de presión que se obtienen con un transductor de presión calibrado.

³ U.S. Patent Numbers 5,484,419 and 6,477,402.

⁴ Modak SM, SAMPATH BA. Development and evaluation of a new polyurethane central venous catheter: Reducing central venous catheter infections. *Complications in Surgery*. June 1992;23:29.

⁵ Maki DG, Stolz SM, Wheeler S, Mermel LA. Prevention of central venous catheter-related bloodstream infection with an antiseptic-impregnated catheter: a prospective randomized controlled trial. *An Int Med*. August 15, 1997.

⁶ Licensed under U.S. Patent No. 5,730,758.


⁷ U.S. Patent No. 6,123,193.

⁸ Marca registrada de Medi-Flex Hospital Products Corporation.

Precaución: La ley federal de los EE.UU limita la venta de este dispositivo por o bajo la orden de un médico. El contenido del envase sin abrir y libre de daños está esterilizado. No contiene medicación. Desechable. Para las advertencias, precauciones e instrucciones de uso, consulte el material informativo del envase.

Información Web/Clínica y sobre Productos

Arrow le hace fácil el acceso a información clínica actualizada y detallada en nuestra página web:



- Descripciones de productos con tablas de contenidos.
- Material educativo.
- Guías de Cuidados de Enfermería.
- Versiones electrónicas de los catálogos de Arrow.
- Información de Contacto de la compañía.
- Información de otros productos de Arrow.
- Preguntas más frecuentes.
- Enlaces útiles.

Para obtener más información o dar su opinión, utilice "Ask Arrow" en nuestra Web. O póngase en contacto con su representante de Arrow llamando al 800-523-8446.

ARROW
INTERNATIONAL

www.arrowintl.com

Para localizar un distribuidor de Arrow o para pedir información, contacte con Atención al cliente en:

United States

Tel: 800.523.8446

Fax: 800.343.2935

International

Tel: +1.610.655.8522

Fax: +1.610.655.8566

Distribución Mundial:

Las oficinas de Ventas de Arrow se localizan en Alemania, Canada, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Japón, Méjico, República Checa y Sudáfrica.
Oficinas centrales: Arrow International, Inc., 2400 Bernville Road, Reading, PA 19605 U.S.A. Tel: 610-378-0131

