

Sistema de Catéter
Venoso Central

ARROW
INTERNATIONAL

Los más usados
en el mundo.

Sistema de Catéter Venoso Central

No. Producto	Descripción	Tamaño de Lumen (Distal, Prox.)	Piezas por Caja
--------------	-------------	------------------------------------	--------------------

Sistema de Catéter Venoso Central Un Lumen

ES-04301-M	Un Lumen 16Ga (5Fr) x 20 cm. c/Jeringa Raulerson	16Ga	10
------------	--	------	----

* Clave de cuadro básico - 060.167.6885

Sistema de Catéter Venoso Central Doble Lumen

CS-17702-M	Doble Lumen 7Fr x 20 cm.	16Ga, 18Ga,	5
CV-17702-M	Doble Lumen 7Fr x 20 cm. c/Jeringa Raulerson	16Ga, 18Ga,	10

* Clave de cuadro básico - 060.167.6653

Sistema de Catéter Venoso Central Triple Lumen

CS-15703-M	Triple Lumen 7Fr x 20 cm.	16Ga, 18Ga, 18Ga	5
CV-15703-M	Triple Lumen 7Fr x 20 cm. c/Jeringa Raulerson	16Ga, 18Ga, 18Ga	10

* Clave de cuadro básico - 060.167.6661

ARROW

INTERNATIONAL

México

Arrow Internacional de México, S.A. de C.V.
Moliere No. 128

Col. Polanco

C.P. 11560


México, D.F.

Tel. 5281-5290

Fax. 5082-1359

email: arrowmex@mail.internet.com.mx

*La mayor
selección de
catéteres*



*pensando en la comodidad
de usted y su paciente.*

Mejoramos los resultados por medio de la tecnología de catéteres.

Como líder de la industria en sistemas de acceso venoso central, Arrow ofrece mayor variedad que cualquier otra compañía, en tamaños, longitudes de catéteres y en capacidad de flujo, así como los más completos kits y sets para asistencia crítica, radiología y aplicaciones de anestesia.

- * Punta flexible - **Blue FlexTip®** para evitar daño a la pared del vaso durante la inserción del catéter.
- * Sistema para evitar extravasación de sangre - **Jeringa Introdutora Arrow®Raulerson** que permite colocar una guía en el vaso a través del émbolo perforado de la jeringa, que contiene un sistema de válvula que elimina la posibilidad de embolia.
- * **Productos sin látex.**
Arrow, como líder en la tecnología para asistencia crítica, ha estado trabajando sin descanso para proporcionar opciones que lleven al mínimo las reacciones alérgicas al látex de caucho natural.

Precaución: La Ley Federal de los EE.UU. limita la venta de este dispositivo por o bajo la orden de un médico. El contenido del envase sin abrir y libre de daños está esterilizado. No contiene medicación. Para las advertencias, precauciones e instrucciones de uso, consulte el material informativo que viene en el paquete.